



MICRO-TOUCH® NITRILE

EEN NIEUWE WITTE NITRILHANDSCHOEN: GEOPTIMALISEERDE ALLERGIEPREVENTIE EN COMFORT IN EEN ECONOMISCHE VERPAKKING

Medisch personeel is tegenwoordig zeer goed op de hoogte van de risico's op Type I-allergieën door blootstelling aan latex. De Ansell MICRO-TOUCH® Nitrile handschoenen bestaan uit 100% nitril en bevatten geen natuurrubberlatex en zijn poedervrij.

Ze vormen een doeltreffende barrièrebescherming tegen perforaties en een brede waaier aan chemicaliën, terwijl de witte kleur verontreiniging en besmetting doet uitkomen.

MICRO-TOUCH® Nitrile biedt het comfort van latex. Het 'thermo-elastische' materiaal past zich aan de vorm van de hand aan en garandeert zo nog meer comfort. Een binnencoating van polymeer maakt ze gemakkelijker aan te trekken en omdat de handschoen poedervrij is, vermindert het risico op schuren van de huid.

Het microreliëf op de vingers garandeert een goede greep op instrumenten. De combinatie van gemakkelijk aantrekken, uitmuntend comfort en een vaste greep maakt MICRO-TOUCH® Nitrile de optimale keuze voor vele professionele zorgverleners.

Bovendien zorgt de verpakking van 150 stuks voor minder afval en bespaart ze kosten.

Deze onderzoekshandschoenen met een CE-markering van Klasse I als medisch hulpmiddel, heeft bovendien een CE-markering van Categorie III als persoonlijk beschermingsmiddel. Gebruikers zijn daardoor zeker van een meer consistente kwaliteit en bescherming bij talrijke toepassingen.

PRODUCTBESCHRIJVING

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal | Nitril |
| Kleur | Wit |
| Vorm | Eén model voor beide handen |
| Manchet | Gerold |
| Buitenoppervlak | Reliëf op de vingertoppen |
| Binnenoppervlak | Coating in polyacrylaat |

MAAT / PRODUCTCODE

| | | | |
|----------------|--------|--------------|--------|
| X-Small | 700151 | Small | 700152 |
| Medium | 700153 | Large | 700154 |
| X-Large | 700155 | | |

MICRO-TOUCH® handschoenen werden ontworpen en ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan ziekenhuispersoneel, medewerkers van spoeddiensten, ondersteunend medisch personeel en artsen in een particuliere praktijk, die de bescherming zoeken van onderzoekshandschoenen tegen de dagelijkse risico's in uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH® handschoenen bieden de bescherming die gebruikers het vertrouwen en de professionele vrijheid geeft hun werk uit te voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in nitril

MD Klasse I & PBM Cat. III
 Registrerende instantie: Centexbel (0493): PBM
 Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product Enkel voor eenmalig gebruik.

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu