

MICRO-TOUCH[®] Nitrile

E s s e n t i a l - s e r i e

Poedervrije witte onderzoekshandschoen in nitril met een betere pasvorm en meer gevoel.

Deze niet-steriele handschoen heeft een standaard nitrilsamenstelling. De grotere dikte zorgt voor een superieure pasvorm en meer gevoel. De binnencoating van polymeren maakt de handschoen gemakkelijker om aan te trekken en omdat ze poedervrij is, wordt de kans op schuren van de huid veel kleiner.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Extra lange manchet 12" voor extra bescherming van pols en onderarm
- Doeltreffende barrièrebescherming tegen perforaties en een brede waaier aan chemicaliën
- Bescherming tegen Type I-latexallergie • Verpakking per 150 stuks beperkt het afval
- Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie*

* Zie productverpakking of neem contact op met de klantendienst van Ansell voor de permeatietijden van specifieke geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen

WAARSCHUWING: Geen enkele handschoen beschermt volledig tegen alle chemicaliën. Gebruikers dienen zelf te testen of dit product geschikt is voor specifieke chemicaliën of voor gebruik in een specifieke omgeving.

Aanbevolen voor

- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Standaard onderzoeksprocedures met een matig risico
- Milieuvriendelijke faciliteiten
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] Nitrile

Essential-serie

PRODUCTINFORMATIE

| | | | |
|---|---|--|--|
| Materiaal | Nitril | Kleur | Wit (enkel EU), Blauw |
| Manchetlengte | Norm | Poedergehalte | Poedervrij |
| Extern handschoenoppervlak | Vingers met reliëf | Vrijheid van gaten (inspectieniveau I) | AQL: 1,5 |
| Dikte op de palm | 0,07 / 2,8 | Dikte aan de vingers (mm/mil) | 0,10 / 3,9 |
| Allergiepreventie | Latex (type I) | Beschikbare maten | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) |
| Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen | Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS | Steriel | Nee |
| Antistatisch | Niet-getest | Handschoenlengte | 240 / 9,5 |
| Productsegmentering | Essential-serie | | |

BESTELINFORMATIE

| Maat | L (8.5 - 9) | M (7.5 - 8) | S (6.5 - 7) | XL (9.5 - 10) | XS (5.5 - 6) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| Ansell Productcode | 700154 | 700153 | 700152 | 700155 | 700151 |

VERPAKKING EN OPSLAG

| | |
|----------------------|--|
| Verpakking | 150 handschoenen per doos 10 dozen per karton |
| Houdbaarheidstermijn | 3 jaar |
| Bewaarinstructies | Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen |

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D6319, Categorie III, EN 455 1-4, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, Radioactieve besmetting volgens EN 421:2010, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Type levensmiddel: Rubber

sensibilisatoren

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)

Slechts een zeer klein aantal gebruikers kan voor dit ingrediënt in de handschoenen worden gesensibiliseerd en kan daarom irriterende en / of allergische contactreacties ontwikkelen.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesales@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com