



## MICRO-TOUCH® NITRA-TEX® EP™

### ALLERGIEPREVENTIE, IN COMBINATIE MET VOORTREFFELIJKE BARRIÈREBESCHERMING EN CHEMISCHE WEERSTAND.

Medisch personeel is tegenwoordig zeer goed op de hoogte van de risico's op Type I-allergieën door blootstelling aan latex.

De Ansell MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ handschoenen bestaan uit nitril en zijn latex- en poedervrij. Daarbij vermindert de samenstelling zonder thiurams en de afwezigheid van chemicaliën het risico op Type IV-allergieën aanzienlijk.

Nitrilhandschoenen zijn sterker dan vinylhandschoenen en de meeste latexhandschoenen. MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ handschoenen beschikken over uitzonderlijk goede fysische eigenschappen en zijn goed bestand tegen een groot aantal chemicaliën, inclusief cytostatica.

Chloreren van de binnencoating van de handschoen maakt ze gemakkelijker aan te trekken en omdat de handschoen poedervrij is, wordt de kans op schuren van de huid veel kleiner. Het microreliëf op de vingers garandeert een goede greep op de instrumenten. De handschoenen zijn ook geschikt voor contact met voedingswaren.

De combinatie van gemakkelijk aantrekken, hoog comfort en een vaste greep, maakt MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® en MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ de optimale keuze voor vele professionele zorgverleners.

Met 290 mm, MICRO-TOUCH® Nitra-Tex® EP™ biedt extra lengte voor extra bescherming.

Deze onderzoekshandschoenen met een CE-markering van Klasse I als medisch hulpmiddel, heeft bovendien een CE-markering van Categorie III als persoonlijk beschermingsmiddel. Gebruikers zijn daardoor zeker van een meer consistente kwaliteit en bescherming bij talrijke toepassingen.

### PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Nitril
Kleur	Lichtblauw
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Met reliëf
Binnenoppervlak	Gechloroerd

### MAAT / PRODUCTCODE

<b>X-Small</b>	700121	<b>Small</b>	700122
<b>Medium</b>	700123	<b>Large</b>	700124
<b>X-Large</b>	700125		

MICRO-TOUCH® handschoenen werden ontworpen en ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan ziekenhuispersoneel, medewerkers van spoeddiensten, ondersteunend medisch personeel en artsen in een particuliere praktijk, die de bescherming zoeken van onderzoekshandschoenen tegen de dagelijkse risico's in uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH® handschoenen bieden de bescherming die gebruikers vertrouwen en professionele vrijheid geven hun werk uit te voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in nitril

MD Klasse I & PBM Cat. III  
 Registrerende instantie: Centexbel (0493): PBM  
 Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product Enkel voor eenmalig gebruik.

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)