

MICRO-TOUCH[®] NITRA-TEX[™] E.P.

P e r f o r m a n c e S e r i e s

Poedervrije onderzoekshandschoenen in nitril met extra lange manchet en sterke barrièrebescherming

Deze niet-steriele handschoenen heeft een zachtere synthetische samenstelling voor een comfortabele pasvorm en een aangenaam gevoel. Ze is ook uitstekend bestand tegen uiteenlopende vaak gebruikte chemicaliën. De hoge scheurweerstand garandeert optimale bescherming en de gehalogeneerde binnencoating maakt aantrekken gemakkelijker. Door de verlengde manchet is deze handschoenen geschikt voor elke situatie die extra polsbescherming vereist.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Extra lang voor extra bescherming.
- Uitstekend bestand tegen een brede waaier aan vaak gebruikte chemicaliën
- Beschermt tegen latexallergie van Type I
- Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie*

* Zie productverpakking of neem contact op met de klantendienst van Ansell voor de permeatietijden van specifieke geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen

WAARSCHUWING: Geen enkele handschoen beschermt volledig tegen alle chemicaliën. Gebruikers dienen zelf te testen of dit product geschikt is voor specifieke chemicaliën of voor gebruik in een specifieke omgeving.

Aanbevolen voor

- Extra bescherming over pols en arm
- Lange onderzoeksprocedures met een hoog risico
- Milieuvriendelijke faciliteiten
- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] NITRA-TEX[™] E.P.

Performance Series

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Kleur	Blauw
Manchetlengte	Verlengd	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,11 / 4,3	Dikte aan de vingers	0,16 / 6,3
Allergiepreventie	Latex (type I)	Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS	Steriel	Nee
Antistatisch	Niet-getest		

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ansell Productcode	700121	700122	700123	700124	700125

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton/kist
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D6319, Categorie III, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, Radioactieve besmetting volgens EN 421:2010, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 13485, Type levensmiddel: Rubber

sensibilisatoren

Zink-mercaptopbenzothiazol (ZMBT)	Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC)
Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoenen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.	

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.