



MICRO-TOUCH® NITRILE ACCELERATOR-FREE

EEN UNIEKE COMBINATIE VAN BARRIÈREBESCHERMING, ALLERGIEPREVENTIE EN COMFORT

Medisch personeel is tegenwoordig zeer goed op de hoogte van de risico's op Type I-allergieën door blootstelling aan latex.

De Ansell MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free handschoenen bestaan uit 100% nitril, bevatten geen latex en zijn poedervrij. Bovendien wordt het risico op Type IV-allergieën aanzienlijk verkleind door een volledige afwezigheid van vulkanisatieversnellers, dus ook 100% vrij van thiurams.

MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free handschoenen bieden een doeltreffende barrièrebescherming tegen perforaties en een brede waaier aan chemicaliën.

Omdat MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free een relatief dunne handschoen is, biedt ze het comfort van latex. "Thermo-elastisch" materiaal, dat zich aan de vorm van de hand aanpast, verhoogt nog het comfort.

Chloreren van de binnenkant van de handschoen maakt ze gemakkelijker aan te trekken en omdat de handschoen poedervrij is, vermindert het risico op schuren van de huid aanzienlijk. Het microreliëf op de vingers garandeert een goede greep op instrumenten. Door de indigoblauwe kleur kan de handschoen gemakkelijk herkend worden.

De combinatie van gemakkelijk aantrekken, hoog comfort en een vaste greep maakt MICRO-TOUCH® Nitrile Accelerator-Free de optimale keuze voor vele professionele zorgverleners.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Nitril
Kleur	Indigo
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Met reliëf
Binnenoppervlak	Gechloroord

MAAT / PRODUCTCODE

X-Small	700101	Small	700102
Medium	700103	Large	700104
X-Large	700105		

MICRO-TOUCH® handschoenen werden ontworpen en ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan ziekenhuispersoneel, medewerkers van spoeddiensten, ondersteunend medisch personeel en artsen in een particuliere praktijk die bescherming zoeken van onderzoekshandschoenen tegen de dagelijkse risico's in uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH® handschoenen bieden de bescherming die gebruikers vertrouwen en professionele vrijheid geven hun werk uit te voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in nitril

MD Klasse I & PBM Cat. III
 Registrerende instantie: Centexbel (0493): PBM
 Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product Enkel voor eenmalig gebruik.

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu