

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Nitrile Accelerator-Free

Performance Series

## Poedervrije onderzoekshandschoen in nitril met geavanceerde allergiepreventie

Deze niet-steriele handschoen zonder chemische versnellers biedt een oplossing voor mensen die lijden aan een chemische allergie van Type IV. De comfortabele pasvorm en veel gevoel met de microtextuurafwerking van de vingers garanderen een vaste en veilige greep op zowel droge als natte voorwerpen.

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:


- Biedt barrièrebescherming van een hoog niveau tegen perforaties en uitstekende weerstand tegen een brede waaier van vaak gebruikte chemicaliën.
- Gehalogeneerde binnencoating om gemakkelijk aan te trekken
- Beschermt tegen latexallergie van Type I
- 100% thiuramvrije samenstelling vermindert aanzienlijk het risico op allergieën van Type IV.

**WAARSCHUWING:** Geen enkele handschoen beschermt volledig tegen alle chemicaliën. Gebruikers dienen zelf te testen of dit product geschikt is voor specifieke chemicaliën of voor gebruik in een specifieke omgeving.

### Aanbevolen voor

- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Lange onderzoeksprocedures met een hoog risico
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type I-allergie en type IV-allergie voor chemische stoffen minimaliseren

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



## MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH<sup>®</sup> premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Nitrile Accelerator-Free

Performance Series

## PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Kleur	Blauw
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,08 / 3,1	Dikte aan de vingers	0,13 / 5,1
Allergiepreventie	Type I-latexallergie, type IV-chemicaliënallergie	Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS	Steriel	Nee
Antistatisch	Niet-getest		

## BESTELINFORMATIE

Maat	XS	S	M	L	XL
Ansell Productcode	700101	700102	700103	700104	700105

## VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika  
VS Tel.: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
E-mail:  
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean  
Tel: +52 (442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
Brazil Tel: +55-11-3356-3100  
Brazil E-mail:  
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa  
Tel: +32 (0)2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific  
Tel: +603 8310 6688  
E-mail:  
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand  
Tel: +61 3 9270 7270  
E-mail:  
protection@ap.ansell.com