

MICRO-TOUCH® Micro-Thin™ Nitrile

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in nitril

Publicatiedatum 25-02-2020

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Nitril
Kleur	Blauw
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Reliëf op de vingertoppen
Binnenoppervlak	Gechloreerd

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte (enkele laag)	Vinger	0.070
Typische gemiddelde waarden (mm)	Palm	0.050
	Manchet	0.040
Minimumlengte (mm)	240	
Sterkte (gemiddelde waarden)	voor veroudering	na veroudering
Rek bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6N	≥ 6N

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	10 x 300 stuks / 3000 stuks per pak
Houdbaarheidstermijn	3 jaren
Bewaarinstructies	Direct zonlicht vermijden. In een koele, droge ruimte bewaren. Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

PRODUCTREFERENTIES

Maat / productcode	X-Small 6034310	Small 6034311
	Medium 6034312	Large 6034313
	X-Large 6034314	


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Betere greep door structuur op het oppervlak
- Uitstekende pasvorm en gevoel
- Goede vingergevoeligheid

PRODUCTIE- EN VEILIGHEIDSNORMEN

AQL (Gaafjes)	Voldoen aan de Europese Norm EN 455-1: inspectieniveau I AQL 1,5
Proteïnegehalte	Niet van toepassing: bevat geen natuurrubberlatex
Primaire huidirritatie	Beschouwd als verwaarloosbaar irriterend volgens ISO 10993-10
Sensibilisatie van de huid	Geen aanwijzingen voor uitgestelde sensibilisatie door huidcontact volgens ISO 10993-10
Viruspenetratie	Voldoet aan ISO 16604 bij gebruik van PhiX174
Cytostatische permeatie	Doorbraaktijden volgens ASTM D6978 beschikbaar
Sterilisatie	Niet van toepassing
CE-markering	Persoonlijke beschermingsmiddelen: categorie III Medisch hulpmiddel: Klasse I
Overeenstemming met de productnormen	EN 455 onderdelen 1, 2, 3, 4 EN 420 EN ISO 374 part 1 EN 374 part 2 EN 16523 part 1 EN 374 part 4 EN ISO 374 part 5
Productienormen	ISO 13485 ISO 9001
Voedselcontact	Beperkingen volgens 2007/19/EG zie Conformiteitsverklaring (voedingswaren) Verordening 1935/2004 Geschikt voor contact met voedingswaren volgens EU
Registrerende instantie	Centexbel (0493): PBM

PICTOGRAMMEN



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.



The information contained in this document is tentative and might be subject to changes

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell