

MICRO-TOUCH[®] Micro-Thin[™] Nitrile

Essential-serie

Poedervrije onderzoekshandschoenen in nitril met een dunnefilmformule voor onbeperkte vingergevoeligheid

Deze niet-steriele handschoen is dunner voor uitstekende vingergevoeligheid en beweeglijkheid, samen met uitzonderlijke pasvorm, comfort en gevoel. De hoge productiekwaliteit garandeert dat de handschoen bestand is tegen een variëteit aan klinische procedures.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Uitstekende vingergevoeligheid, ideaal om aders te palperen voor intraveneuze injecties
- Het reliëfoppervlak van de handschoen bevordert hanteren van materialen en instrumenten met vaste hand
- 300 handschoenen per doos betekent minder vaak voorraden aanvullen en bijbestellen.

Aanbevolen voor

- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Milieuvriendelijke faciliteiten

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] Micro-Thin[™] Nitrile

Essential-serie

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Kleur	Blauw
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,06 / 2,4	Dikte aan de vingers	0,09 / 3,5
Allergiepreventie	Latex (type I)	Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS	Steriel	Nee
Antistatisch	Niet-getest		

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Ansell Productcode	6034310	6034311	6034312	6034313	6034314

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	300 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D6319, Categorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, Type levensmiddel: Rubber, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485

sensibilisatoren

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)

Zinkdiëthylidithiocarbamaat (ZDEC)

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com