

MICRO-TOUCH[®] Blue Nitrile

Essential-serie

Poedervrije onderzoekshandschoen in nitril met een uitzonderlijke pasvorm en betrouwbare bescherming

Deze niet-steriele handschoen bevat geavanceerd stretchmateriaal voor het ultieme comfort en een optimale pasvorm. Omdat deze handschoen heel sterk is en uitstekend beschermt, is ze ideaal voor vrijwel alle klinische omgevingen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Geavanceerde samenstelling voor uitzonderlijk comfort en een optimale pasvorm en voor betere vingergevoeligheid
- Overtreft de typische AQL-waarde in de sector, terwijl de productie consistent van hoge kwaliteit is
- Verpakking per 200 stuks beperkt het afval
- Getest voor gebruik met meer dan 55 chemicaliën en goedgekeurd voor gebruik met middelen voor chemotherapie*

* Zie productverpakking of neem contact op met de klantendienst van Ansell voor de permeatietijden van specifieke geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen. Gebruikers dienen zelf te testen of dit product geschikt is voor specifieke chemicaliën of voor gebruik in een specifieke omgeving. Gegevens voor specifieke chemicaliën zijn op verzoek beschikbaar.

WAARSCHUWING: geen enkele handschoen beschermt volledig tegen alle chemicaliën. Gebruikers dienen zelf te testen of dit product geschikt is voor specifieke chemicaliën of voor gebruik in een specifieke omgeving.

Aanbevolen voor

- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Standaard onderzoeksprocedures met een matig risico
- Milieuvriendelijke faciliteiten

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] Blue Nitrile

Essential-serie

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Kleur	Blauw
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,07 / 2,8	Dikte aan de vingers	0,09 / 3,5
Allergiepreventie	Latex (type I)	Beschikbare maten	L, M, S, XL, XS
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS	Steriel	Nee
Antistatisch	Niet-getest		

BESTELINFORMATIE

Maat	XS	S	M	L	XL
Ansell Productcode	313041060	313041065	313041070	313041075	313041080

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	200 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D6319, Categorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, Type levensmiddel: Plastic

sensibilisatoren

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking.

© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.