

MICRO-TOUCH®

Onderzoekshandschoenen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MICRO-TOUCH® Affinity®

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in neopreen

Publicatiedatum 25-02-2020

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Neopreen
Kleur	Groen
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Glad met reliëf op de vingertoppen
Binnenoppervlak	Coating in polyacrylaat

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte (enkele laag)	Vinger	0,160
Typische gemiddelde waarden (mm)	Palm	0,130
	Manchet	0,110
Minimumlengte (mm)	240	
Sterkte (gemiddelde waarden)	voor veroudering	na veroudering
	>14 mpa	>14 mpa
Rek bij breuk (%)	700	600
Treksterkte bij breuk (N)	7	6

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	10 x 100 stuks / 1000 stuks per pak
Houdbaarheidstermijn	3 jaren
Bewaarinstructies	Direct zonlicht vermijden. In een koele, droge ruimte bewaren. Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

PRODUCTREFERENTIES

Maat / productcode	X-Small	3770	Small	3771
	Medium	3772	Large	3773
	X-Large	3774		

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Comfort vergelijkbaar met latex
- Gemakkelijk aan te trekken, te gebruiken en te identificeren
- Hoge beschermingsgraad
- Voorkomt allergieën van Type 1 en huidreacties

PRODUCTIE- EN VEILIGHEIDSNORMEN

AQL (Gaatjes)	<ul style="list-style-type: none">• Waterlektest• Voldoen aan de Europese Norm EN 455-1: inspectieniveau I AQL 1,5
Proteïnegehalte	Niet van toepassing: bevat geen natuurrubberlatex
Primaire huidirritatie	
Sensibilisatie van de huid	Geen aanwijzingen voor uitgestelde sensibilisatie door huidcontact volgens ISO 10993-10
Viruspeneratie	<ul style="list-style-type: none">• Goedgekeurd volgens de dynamische tests van Ansell's AVPP• Voldoet aan ASTM F-1671 bij gebruik van PhiX174
Sterilisatie	Niet van toepassing
CE-markering	Medisch hulpmiddel: Klasse I
Overeenstemming met de productnormen	EN 455 onderdelen 1, 3
Productienormen	ISO 13485 ISO 9001

PICTOGRAMMEN



Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu