

MICRO-TOUCH[®] AFFINITY[™]

Performance Series

Poedervrije onderzoekshandschoen in neopreen met uitstekende elasticiteit en barrièrebescherming

Deze niet-steriele handschoen met een samenstelling van synthetisch neopreen biedt superieure bescherming en veel comfort, pasvorm, elasticiteit en vingergevoeligheid, in combinatie met een uitstekende weerstand tegen een brede waaier aan chemicaliën.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Biedt evenveel comfort als latex.
- De vingertoppen met reliëf bieden een goede greep in zowel droge als natte omstandigheden en zodoende een betere instrumenthantering.
- Uitstekende scheur- en perforatieweerstand
- Beschermt tegen latexallergie van Type I
- Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie*

* Zie productverpakking of neem contact op met de klantendienst van Ansell voor de permeatietijden van specifieke geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen

WAARSCHUWING: Geen enkele handschoen beschermt volledig tegen alle chemicaliën. Gebruikers dienen zelf te testen of dit product geschikt is voor specifieke chemicaliën of voor gebruik in een specifieke omgeving.

Aanbevolen voor

- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Meer grip in een natte omgeving
- Lange onderzoeksprocedures met een hoog risico

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] AFFINITY[™]

Performance Series

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Neopreen (polychloropreen)	Kleur	Groen
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,13 / 5,1	Dikte aan de vingers	0,16 / 6,3
Allergiepreventie	Latex (type I)	Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS	Steriel	Nee
Antistatisch	Niet-getest		

BESTELINFORMATIE

Maat	XS	S	M	L	XL
Ansell Productcode	3770	3771	3772	3773	3774

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D6977, CA Prop 65, Categorie III, EN 455 1-4, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, Type levensmiddel: Rubber

sensibilisatoren

Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail:
 insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
 Brazil Tel: +55-11-3356-3100
 Brazil E-mail:
 luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail:
 apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail:
 protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking.
 © 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.