

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Ultra II

E s s e n t i a l - s e r i e

## Poedervrije onderzoekshandschoenen in latex, optimale vingergevoeligheid en bescherming, gemakkelijk aan te trekken

Deze niet-steriele handschoenen heeft een gehalogeniseerde binnencoating om de handschoenen gemakkelijk en snel aan te trekken. Het volledige reliëfoppervlak biedt uitstekende vingergevoeligheid, waardoor ze ideaal is voor patiëntenbehandeling en het dragen van dubbele handschoenen. De natuurrubbersamenstelling van Ansell zorgt voor een comfortabele, goed passende handschoenen, terwijl de uitgebreide loogprocessen en de wascyclus na de productie het resterende proteïnegehalte zeer laag houden. CE-markering als medisch hulpmiddel van Klasse I, bovendien gecertificeerd en CE-markering als persoonlijk beschermingsmiddel van Categorie III. Gebruikers zijn daardoor zeker van een meer consistente kwaliteit en bescherming bij talrijke toepassingen.


### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Unieke latexsamenstelling voor comfortabele en nauwkeurige hantering van instrumenten, met uitstekende gevoeligheid
- Gehalogeniseerde binnencoating om de handschoenen gemakkelijk aan te trekken
- Veilige barrièrebescherming en grote scheurweerstand

Let op: Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, zelfs anafylactische reacties.

### Aanbevolen voor

- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico



## MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH<sup>®</sup> premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Ultra II

Essential-serie

## PRODUCTINFORMATIE

|                            |                        |                                                                 |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Materiaal                  | Natuurlijk rubberlatex | Kleur                                                           | Wit         |
| Manchetlengte              | Norm                   | Poedergehalte                                                   | Poedervrij  |
| Extern handschoenoppervlak | Volledig met reliëf    | Vrij van gaatjes                                                | AQL: 1,5    |
| Dikte op de palm           | 0,14 / 5,5             | Dikte aan de vingers                                            | 0,16 / 6,3  |
| Beschikbare maten          | XS, S, M, L, XL        | Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen | Nee         |
| Steriel                    | Nee                    | Antistatisch                                                    | Niet-getest |

## BESTELINFORMATIE

| Maat               | XS     | S      | M      | L      | XL     |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ansell Productcode | 553691 | 553692 | 553693 | 553694 | 553695 |

## VERPAKKING EN OPSLAG

|                      |                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpakking           | 100 handschoenen per doos 10 dozen per karton                                                                                        |
| Houdbaarheidstermijn | 3 jaar                                                                                                                               |
| Bewaarinstructies    | Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen |

## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 421:2010, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001

## sensibilisatoren

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)   | Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) |
| Zink-mercaptopbenzothiazol (ZMBT) |                                 |

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika  
VS Tel.: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
E-mail:  
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean  
Tel: +52 (442) 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
Brazil Tel: +55-11-3356-3100  
Brazil E-mail:  
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa  
Tel: +32 (0)2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific  
Tel: +603 8310 6688  
E-mail:  
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand  
Tel: +61 3 9270 7270  
E-mail:  
protection@ap.ansell.com

Ansell, <sup>®</sup> en <sup>™</sup> zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:  
www.ansell.com/patentmarking.  
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.