



PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Natuurrubberlatex
Kleur	Beige
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Met reliëf
Binnenoppervlak	Coating in polyacrylaat

MICRO-TOUCH® STERILE

SUPERIEUR COMFORT EN GREEP VOOR STERIELE TOEPASSINGEN

Voor procedures die steriliteit maar geen chirurgische handschoenen vereisen, ontwikkelde Ansell MICRO-TOUCH® Sterile onderzoekshandschoenen.

Om steriliteit te behouden, worden ze per paar verpakt in een dubbele beschermende verpakking waarop de maat duidelijk staat vermeld.

Gebruikers vinden MICRO-TOUCH® Sterile een zeer comfortabele handschoen en aantrekken is gemakkelijk, zelfs met vochtige handen. De optimale combinatie van veiligheid, ongeëvenaard comfort - mogelijk gemaakt door de technologieën die Ansell zelf ontwikkelde - en gebruiksgemak: deze handschoen biedt een veilige barrière en compromisloze vingergevoeligheid.

Het lage gehalte aan proteïnen en restchemicaliën en het feit dat de handschoen poedervrij is, beperken het risico op Type I-allergieën.

Ansell MICRO-TOUCH® Sterile handschoenen zijn de rationele oplossing voor steriele (niet-chirurgische) onderzoeksprocedures.

MAAT / PRODUCTCODE

Small	553342	Medium	553343
Large	553344		

MICRO-TOUCH® handschoenen werden ontworpen en ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan ziekenhuispersoneel, medewerkers van spoeddiensten, ondersteunend medisch personeel en artsen in een particuliere praktijk die bescherming zoeken van onderzoekshandschoenen tegen de dagelijkse risico's in uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH® handschoenen bieden de bescherming die gebruikers vertrouwen en professionele vrijheid bieden hun werk uit te voeren.

Poedervrij, steriele onderzoekshandschoen in natuurlatex

MD Klasse I steriel
Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product Enkel voor eenmalig gebruik. Steriel, tenzij deze verpakking werd geopend of beschadigd. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, zelfs anafylactische reacties.

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu