

MICRO-TOUCH® Sterile

Poedervrije, steriele onderzoekshandschoenen in natuurlatex

Publicatiedatum 25-02-2020

PRODUCTBESCHRIJVING

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Materiaal | Natuurrubberlatex |
| Kleur | Beige |
| Vorm | Eén model voor beide handen |
| Manchet | Gerold |
| Buitenoppervlak | Met reliëf |
| Binnenoppervlak | Coating in polyacrylaat |

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

| | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------|
| Dikte (enkele laag) | Vinger | 0,190 |
| Typische gemiddelde waarden (mm) | Palm | 0,160 |
| | Manchet | 0,120 |
| Minimumlengte (mm) | 240 | |
| Sterkte (gemiddelde waarden) | voor veroudering | na veroudering |
| Rek bij breuk (%) | 779 | 797 |
| Treksterkte bij breuk (N) | 9,6 | 8,6 |

VERPAKKING EN OPSLAG

| | |
|------------------------------|---|
| Verpakking | 4 x 50 paren / 200 paren per pak |
| Houdbaarheidsstermijn | 3 jaren |
| Bewaarinstructies | Direct zonlicht vermijden. In een koele, droge ruimte bewaren. Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. |

PRODUCTREFERENTIES

| | | |
|---------------------------|---------------------|----------------------|
| Maat / productcode | Small 553342 | Medium 553343 |
| | Large 553344 | |

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Comfortabel en gemakkelijk te gebruiken
- Gegarandeerd steriel
- Veiligheid en lage allergeniciteit

PRODUCTIE- EN VEILIGHEIDSNORMEN

| | |
|---|---|
| AQL (Gaatjes) | <ul style="list-style-type: none">• Waterlektest• Voldoen aan de Europese Norm EN 455-1: inspectieniveau I AQL 1,5 |
| Proteïnegehalte | Laag niveau: typische resultaten < 50µg/g voor Modified Lowry & HLPC (EN 455-3) |
| Pyrogeniciteit | Pyrogeenvrij volgens ISO 10993-11 |
| Primaire huidirritatie | Beschouwd als verwaarloosbaar irriterend volgens ISO 10993-10 |
| Sensibilisatie van de huid | Geen aanwijzingen voor uitgestelde sensibilisatie door huidcontact volgens ISO 10993-10 |
| Viruspenetratie | Voldoet aan ASTM F-1671 bij gebruik van PhiX174 |
| Sterilisatie | 25 kGy gammastraling |
| CE-markering | Medisch hulpmiddel: Klasse I steriel |
| Overeenstemming met de productnormen | EN 455 onderdelen 1, 2, 3, 4 |
| Productienormen | EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485 ISO 9001 |