

MICRO-TOUCH[®] Sterile

P e r f o r m a n c e S e r i e s

Latex, powder-free, examination glove with superior comfort and grip

MICRO-TOUCH[®] handschoenen werden ontworpen en ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan ziekenhuispersoneel, medewerkers van spoeddiensten, ondersteunend medisch personeel en artsen in een particuliere praktijk die bescherming zoeken van onderzoekshandschoenen tegen de dagelijkse risico's in uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH[®] handschoenen bieden de bescherming die gebruikers vertrouwen en professionele vrijheid bieden hun werk uit te voeren.

Aanbevolen voor

- Steriele procedures buiten de OK
- Standaard onderzoeksprocedures met een matig risico
- Vochtig aantrekken



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] Sterile

Performance Series

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex	Kleur	Wit
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf	Beschikbare maten	S, M, L
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee	Steriel	Ja
Antistatisch	Niet-getest		

BESTELINFORMATIE

Maat	S	M	L
Ansell Productcode	553342	553343	553344

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	1 paar/papieren zakje 50 paar per doos 4 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 Years
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, EN 455 deel 3, EN 455 deel 4, EN 455 deel 2, EN 455 deel 1, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004

sensibilisatoren

Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)
Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoenen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.	

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.