

MICRO-TOUCH[®] HYDRACARE[™]

P e r f o r m a n c e S e r i e s

Poedervrije onderzoekshandschoenen in latex met een huidbevochtigende coating

Deze niet-steriele handschoenen bevat een glycerol moisturizer die de huid soepel houdt, de hydratatie en soepelheid van de huid herstelt. Door de combinatie van het vochtinbrengend middel met de gehalogeneerde binnenzijde is de handschoen gemakkelijk om aan te trekken, zelfs met vochtige handen. De natuurrubbersamenstelling van Ansell levert een comfortabele, goed passende handschoen op, met zeer beperkte residuele proteïnes dankzij de uitgebreide loofasen. Deze handschoen is een medisch hulpmiddel met CE-certificaat van Klasse I, een garantie voor een consistente kwaliteit en bescherming voor zeer uiteenlopende toepassingen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Volledig reliëfoppervlak biedt extra bescherming door wegglijden te voorkomen op zowel droge als natte voorwerpen
- Binnencoating met glycerol houdt vocht actief vast en rehydrateert de huid
- Uitstekende elasticiteit en geheugen voor een vastere pasvorm en meer comfort

Let op: Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, zelfs anafylactische reacties.

Aanbevolen voor

- Meer grip in een natte omgeving
- Standaard onderzoeksprocedures met een matig risico
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Vochtig aantrekken
- De huid helpen beschermen tegen uitdrogen of barsten

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN

HYDRACARE[™]
Inner Coating Technology



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] HYDRACARE[™]

Performance Series

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex	Kleur	Groen
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,13 / 5,1	Dikte aan de vingers	0,15 / 5,9
Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL	Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee
Steriel	Nee	Antistatisch	Niet-getest

BESTELINFORMATIE

Maat	XS	S	M	L	XL
Ansell Productcode	553331	553332	553333	553334	553335

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton/kist
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D3578, Categorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2003, ISO 10993-10:2002, ISO 10993-5, ISO 9001, ISO 13485

sensibilisatoren

Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)
Zink-mercaptobenzothiazol (ZMBT)	

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.