

MICRO-TOUCH® Ultra

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in natuurlatex

Publicatiedatum 25-02-2020

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Natuurrubberlatex
Kleur	Wit
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Met reliëf, gechloreerd
Binnenoppervlak	Gechloreerd

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte (enkele laag)	Vinger	0,160
Typische gemiddelde waarden (mm)	Palm	0,140
	Manchet	0,105
Minimumlengte (mm)	240	
Sterkte (gemiddelde waarden)	voor veroudering	na veroudering
Rek bij breuk (%)	752	734
Treksterkte bij breuk (N)	9,59	6,58

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	10 x 100 stuks / 1000 stuks per pak
Houdbaarheidsstermijn	3 jaren
Bewaarinstructies	Direct zonlicht vermijden. In een koele, droge ruimte bewaren. Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

PRODUCTREFERENTIES

Maat / productcode	X-Small	553321	Small	553322
	Medium	553323	Large	553324
	X-Large	553325		


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Comfort en vingergevoeligheid
- Gebruiksgemak
- Veiligheid en lage allergeniciteit

PRODUCTIE- EN VEILIGHEIDSNORMEN

AQL (Gaatjes)	<ul style="list-style-type: none">• Waterlektest• Voldoen aan de Europese Norm EN 455-1: inspectieniveau I AQL 1,5
Proteïnegehalte	Laag niveau: typische resultaten < 50µg/g voor Modified Lowry & HLPC (EN 455-3)
Pyrogeniciteit	Pyrogeenvrij volgens ISO 10993-11
Primaire huidirritatie	Beschouwd als verwaarloosbaar irriterend volgens ISO 10993-10
Sensibilisatie van de huid	Geen aanwijzingen voor uitgestelde sensibilisatie door huidcontact volgens ISO 10993-10
Viruspenetratie	<ul style="list-style-type: none">• Voldoet aan ASTM F-1671 bij gebruik van PhiX174• Voldoet aan ISO 16604 bij gebruik van PhiX174
Sterilisatie	Niet van toepassing
CE-markering	Persoonlijke beschermingsmiddelen: categorie III Medisch hulpmiddel: Klasse I
Overeenstemming met de productnormen	EN 455 onderdelen 1, 2, 3, 4 EN 420 EN ISO 374 part 1 EN 374 part 2 EN 16523 part 1 EN 374 part 4 EN ISO 374 part 5 EN 421
Productienormen	ISO 13485 ISO 9001
Registrerende instantie	Centexbel (0493): PBM

PICTOGRAMMEN



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.