



## MICRO-TOUCH® COATED

### GEMAKKELIJK AAN TE TREKKEN EN MAXIMAAL COMFORT

Dankzij de polyacrylaatbinnencoating, die snel en gemakkelijk aantrekken verzekert, zijn de MICRO-TOUCH® Coated handschoenen van Ansell ideaal voor wie vaak en vlug handschoenen moet wisselen.

De handschoenen zijn zeer comfortabel en door een keuze uit vijf maten zitten ze als gegoten.

Deze onderzoekshandschoenen met een CE-markering van Klasse I als medisch hulpmiddel, heeft bovendien een CE-markering van Categorie III als persoonlijk beschermingsmiddel. Gebruikers zijn daardoor zeker van een meer consistente kwaliteit en bescherming bij talrijke toepassingen.

De latexsamenstelling en de geoptimaliseerde filmdikte zorgen voor een hoge elasticiteit, soepelheid en vingergevoelheid.

Uitgebreide loog- en wascycli na de productie garanderen een handschoen met een zeer laag proteïnegehalte. Dit, samen met het feit dat de handschoen poedervrij is, beperkt aanzienlijk het risico op Type I-allergieën. Bovendien verminderen het lage gehalte aan restchemicaliën en de afwezigheid van thiurams het risico op Type IV-allergieën.

Door haar laag allergenenprofiel is de MICRO-TOUCH® Coated ideaal voor medisch personeel dat een poedervrije omgeving tot stand wil brengen of behouden.

### PRODUCTBESCHRIJVING

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Materiaal       | Natuurrubberlatex           |
| Kleur           | Beige                       |
| Vorm            | Eén model voor beide handen |
| Manchet         | Gerold                      |
| Buitenoppervlak | Reliëf op de vingertoppen   |
| Binnenoppervlak | Coating in polyacrylaat     |

### MAAT / PRODUCTCODE

|                |        |              |        |
|----------------|--------|--------------|--------|
| <b>X-Small</b> | 553301 | <b>Small</b> | 553302 |
| <b>Medium</b>  | 553303 | <b>Large</b> | 553304 |
| <b>X-Large</b> | 553305 |              |        |

MICRO-TOUCH® handschoenen werden ontworpen en ontwikkeld voor een grote verscheidenheid aan ziekenhuispersoneel, medewerkers van spoeddiensten, ondersteunend medisch personeel en artsen in een particuliere praktijk, die de bescherming zoeken van onderzoekshandschoenen tegen de dagelijkse risico's in uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH® handschoenen bieden de bescherming die gebruikers het vertrouwen en de professionele vrijheid geeft hun werk uit te voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in natuurlatex

MD Klasse I & PBM Cat. III  
 Registrerende instantie: Centexbel (0493): PBM  
 Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product Enkel voor eenmalig gebruik. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, zelfs anafylactische reacties.

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)