

MICRO-TOUCH[®] Coated

E s s e n t i a l - s e r i e

Poedervrije onderzoekshandschoenen in latex, met een coating om ze snel en vaak aan te trekken

Deze niet-steriele handschoenen heeft een binnencoating in polyacrylaat om de handschoenen gemakkelijk en snel aan te trekken. Daardoor is ze ideaal voor gebruikers die vaak handschoenen moeten wisselen. De natuurrubbersamenstelling van Ansell levert een comfortabele, goed passende handschoenen op, met zeer beperkte residuele proteïnes dankzij de uitgebreide loofphasen. CE-markering als medisch hulpmiddel van Klasse I, bovendien gecertificeerd en CE-markering als persoonlijk beschermingsmiddel van Categorie III. Gebruikers zijn daardoor zeker van een meer consistente kwaliteit en bescherming bij talrijke toepassingen.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Binnencoating in polyacrylaat maakt het aantrekken heel gemakkelijk
- Latexsamenstelling en geoptimaliseerde filmdikte bieden veel elasticiteit, soepelheid en gevoeligheid
- Latex met lage allergeniciteit vermindert het risico op contactdermatitis dankzij de afwezigheid van thiurams

Let op: Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken, zelfs anafylactische reacties.

Aanbevolen voor

- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Vochtig aantrekken



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] Coated

Essential-serie

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex	Kleur	Wit
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,11 / 4,3	Dikte aan de vingers	0,14 / 5,5
Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL	Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee
Steriel	Nee	Antistatisch	Niet-getest

BESTELINFORMATIE

Maat	XS	S	M	L	XL
Ansell Productcode	553301	553302	553303	553304	553305

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, Radioactieve besmetting volgens EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, ISO 11193-1:2008

sensibilisatoren

Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)
Zink-mercaptopbenzothiazol (ZMBT)	

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesales@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking.
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.