

GAMMEX[®] Non-Latex PI Underglove

Chirurgische handschoenen

Huidvriendelijke chirurgische onderhandschoenen in polyisopreen met een hoge vingergevoeligheid

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Deze non-latex onderhandschoen biedt optimaal comfort bij het dragen van dubbele handschoenen
- Groene kleur doet handschoenbeschadiging snel opvallen
- De zachtere en elastischere PI-handschoen biedt superieur comfort in vergelijking met de latexhandschoenen van Ansell
- Verwijdering van alle chemische versnellers waarvan bekend is dat ze allergieën van Type IV of gevoeligheden veroorzaken, zodat de handschoen een geoptimaliseerd allergenenprofiel heeft
- Glad, met microtextuurafwerking voor trefzekere greep, zodat ook gebruik als één enkele handschoen mogelijk is

Het is mogelijk dat de PI-producten met de PI-KARE Technology in uw land nog niet beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name risicovolle ingrepen in de orthopedie, trauma- en cardiovasculaire geneeskunde
- Handschoenbreuk is eenvoudig te detecteren
- Bescherming tegen chemische versnellers zoals thiurams, carbamaten en mercaptanen waarvan bekend is dat ze chemische allergieën van Type IV veroorzaken
- Aangezien de handschoen geslaagd is voor de Mouse Embryo Assay (MEA) test, mag ze gebruikt worden voor in-vitrofertilisatie (IVF)

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Non-Latex PI Underglove

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	PI (polyisopreen)
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Groen
Dikte	Micro
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Latex (type I)
Mate van grip	Laag
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Onderhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GI) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5
Ansell Productcode	340058055	340058060	340058065	340058070	340058075	340058080	340058085

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Beperkte chemische weerstand volgens EN 374, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

sensibilisatoren

Xanthaten	Zinkdiakylthiocarbamaat						
	Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.						
Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en/of allergische contactreacties.	Noord-Amerika VS Tel.: 800 952 9916 CA Tel: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com	Central & South America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvvas.medicas@ansell.com	Europe, Middle East & Africa Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu	Asia Pacific Tel: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com	Australië & Nieuw-Zeeland Tel: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com		