

# GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex PI Textured

Chirurgische handschoenen

## Huidvriendelijke chirurgische handschoen in polyisopreen met reliëfafwerking voor uitzonderlijk hanteringsvermogen en greep

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Reliëfafwerking voor uitzonderlijke greep in droge en vochtige omstandigheden
- De zachtere en elastischere PI-handschoen biedt superieur comfort in vergelijking met de latexhandschoenen van Ansell
- Door uitwendige behandelingen is deze handschoen ideaal als buitenhandschoen bij het dragen van dubbele handschoenen
- Verwijdering van alle chemische versnellers waarvan bekend is dat ze allergieën van Type IV of gevoeligheden veroorzaken, zodat de handschoen een geoptimaliseerd allergenenprofiel heeft
- De DERMASHIELD™ Technology interne coating maakt het aantrekken met droge of vochtige handen en het handschoenwisselen tijdens operaties eenvoudiger

*Het is mogelijk dat de PI-producten met de PI-KARE Technology in uw land nog niet beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.*

### Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name risicovolle ingrepen in de orthopedie, trauma- en cardiovasculaire geneeskunde
- Meer grip in een natte omgeving
- Bescherming tegen chemische versnellers zoals thiurams, carbamaten en mercaptanen waarvan bekend is dat ze chemische allergieën van Type IV veroorzaken
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt
- Aangezien de handschoen geslaagd is voor de Mouse Embryo Assay (MEA) test, mag ze gebruikt worden voor in-vitrofertilisatie (IVF)

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



### GAMMEX<sup>®</sup> Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX<sup>®</sup>-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

# GAMMEX<sup>®</sup> Non-Latex PI Textured

Chirurgische handschoenen

## PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	PI (polyisopreen)
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Wit
Dikte	Norm
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Vingers en palm met reliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Latex (type I)
Mate van grip	Hoog
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GII) • Finale vrijgave na productie: 1,0 (Inspectieniveau GI)

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	340054055	340054060	340054065	340054070	340054075	340054080	340054085	340054090

## VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Koreaanse GMP

## sensibilisatoren

Xanthaten	Zinkdiakylthiocarbamaat			
Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.				
Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en/of allergische contactreacties.				
Noord-Amerika	Central & South America	Europe, Middle East & Africa	Asia Pacific	Australië & Nieuw-Zeeland
VS Tel.: 800 952 9916	Tel.: +52 442 296 20 50	Tel: +32 (0)2 528 74 00	Tel: +603 8310 6688	Tel: +61 3 9270 7270
CA Tel: 1-844-494-7854	E-mail: cslac@ansell.com	E-mail: info@ansell.eu	E-mail: apac.medical@ansell.com	E-mail: protection@ap.ansell.com
E-mail: insidesalesus@ansell.com	Brazilië			
	Tel: +55-11-3356-3100			
	E-mail: luvas.medicas@ansell.com			

Ansell, <sup>®</sup> en <sup>™</sup> zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking).

© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.