

GAMMEX[®] PI Glove-in-Glove System[™]

C h i r u r g i s c h e h a n d s c h o e n e n

Een systeem van twee synthetische en kant-en-klaar over elkaar getrokken handschoenen, laat zorgmedewerkers dubbele handschoenen in één keer aantrekken

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- De kant-en-klaar over elkaar getrokken buiten- en binnenhandschoen zijn verpakt in één polyester zak en één wikkel. Dubbele handschoenen aantrekken gaat daardoor niet alleen sneller - gemiddeld in de helft van de tijd - maar er wordt ook 50% minder verpakkingsmateriaal gebruikt, zodat de impact op het milieu verlaagt.
- De vingertoppen van buiten- en binnenhandschoen zijn tijdens de productie op elkaar afgestemd, zodat ze bij het aantrekken zo weinig mogelijk moeten worden aangepast.
- De buitenhandschoen is gemakkelijk uit te trekken en het gladde oppervlak van de binnenhandschoen maakt het eenvoudig om handschoenen te wisselen tijdens het opereren.
- Voor optimaal comfort van de gebruiker zijn de buiten- en binnenhandschoen van dezelfde maat.
- Non-latex om het risico op allergieën van Type I uit te sluiten
- Zink-2 mercaptobenzothiazole-vrij (ZMBT-vrij), difenylguanidine-vrij (DPG-vrij) en cetylpyridiniumchloride-vrij (CPC-vrij) om het risico op chemische allergieën van Type IV en huidgevoeligheid voor deze chemische versnellers te beperken

Aanbevolen voor

- Vochtig aantrekken
- Handschoenbreuk is eenvoudig te detecteren
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] PI Glove-in-Glove System[™]

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Neopreen (polychloropreen), PI (polyisopreen)
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel, Groen
Dikte	Norm
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT [™] Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD [™] Technology
Allergiepreventie	Latex (type I)
Mate van grip	Gemiddeld
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GI) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	340084055	340084060	340084065	340084070	340084075	340084080	340084085	340084090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	2 paar per zak; 50 paar per doos (25 zakken); 4 dozen per karton; 200 paar per karton/kist (100 zakken)
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

sensibilisatoren

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.			
Zinkdiakylidithiocarbamaat (ZDEC)	Noord-Amerika Tel: +1 800 452 8816 CA Tel: +1 844 494 7854 E-mail: usa.sales@ansell.com	Central & South America Tel: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com	Europe, Middle East & Africa Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu
Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)	Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: brazil@ansell.com	Asia Pacific Tel: +65 6384 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com	Australia & New Zealand Tel: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com
Xanthogeen-polysulfiden			

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch voor een ingrediënt in de handschoenen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking.

© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

ansell.com