

GAMMEX[®] Non-Latex Sensitive

Chirurgische handschoenen

Chirurgische neopreenhandschoenen zonder chemische versnellers voor een ongeëvenaarde combinatie van gevoeligheid en duurzaamheid

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Non-latex om het risico op een Type I-latexallergie te elimineren en 100% zonder chemische versnellers om het risico op een Type IV chemische allergie of huidovergevoeligheid te minimaliseren
- Beschikt over de SENSOPRENE™ Formulation die een dunnere en toch robuuste handschoen mogelijk maakt, voor meer comfort en duurzaamheid
- Gemiddeld tot 30% dunner dan de standaard chirurgische neopreenhandschoenen van Ansell voor meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid
- Glad, met microtextuurafwerking voor uitzonderlijk hanteringsvermogen en greep
- Deze handschoen is getest voor gebruik met middelen voor chemotherapie en een hele reeks chemicaliën die in ziekenhuizen worden gebruikt*

* *Neem contact op met de Klantendienst van Ansell voor specifieke permeatietijden van geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen.*

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name moeilijke ingrepen in de oogheelkunde, micro- en cardiovasculaire chirurgie
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type I-allergie en type IV-allergie voor chemische stoffen minimaliseren
- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Non-Latex Sensitive

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Micro
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Type I-latexallergie, type IV-chemicaliënallergie
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GI) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	340007055	340007060	340007065	340007070	340007075	340007080	340007085	340007090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Beperkte chemische weerstand volgens EN 374, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, Radioactieve besmetting volgens EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5:2016
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Koreaanse GMP

sensibilisatoren

Geen	Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.				
	Noord-Amerika VS Tel.: 800 952 9916 CA Tel: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com	Central & South America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvvas.medicas@ansell.com	Europe, Middle East & Africa Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu	Asia Pacific Tel: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com	Australia & New Zealand Tel: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com