

MICRO-TOUCH[®] Nitrile Sterile

Performance Series

Steriele, poedervrije onderzoekshandschoenen in nitril, per paar verpakt, met extra lange manchet

Deze steriele handschoen is gemaakt van synthetisch nitril dat zeer elastisch is, een superieure barrièrebescherming en een hoge perforatieweerstand biedt. Ze is ideaal voor (niet-chirurgische) steriele onderzoeksprocedures.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Handschoenen per paar verpakt
- Extra bescherming door verlengde manchet van 12"
- Reliëf op de vingers zorgt voor extra greep en betrouwbaarheid
- Bescherming tegen Type I-latexallergie
- Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie*

*Zie productverpakking of neemt contact op met de klantendienst van Ansell voor specifieke permeatietijden voor geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen

Aanbevolen voor

- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Steriele procedures buiten de OK
- Extra bescherming over pols en arm
- Lange onderzoeksprocedures met een hoog risico
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] Nitrile Sterile

Performance Series

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Kleur	Blauw
Manchetlengte	Verlengd	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,11 / 4,3	Dikte aan de vingers	0,16 / 6,3
Allergiepreventie	Latex (type I)	Beschikbare maten	S, M, L, XL
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS	Steriel	Ja
Antistatisch	Niet-getest		

BESTELINFORMATIE

Maat	S	M	L	XL
Ansell Productcode	6034151	6034152	6034153	6034154

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 handschoenen per doos 4 dispensers per karton/kist
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D6978, ASTM D6319, Categorie III, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1 Type B, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

sensibilisatoren

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com