

GAMMEX[®] Latex Ortho

Chirurgische handschoenen

Latex surgical glove with an extra-thick glove formulation to withstand the rigors of surgery, especially where power tools and bone fragments are present

GAMMEX[®] handschoenen worden ontwikkeld voor chirurgen, OK verpleegkundigen en chirurgische technici die zoeken naar bescherming en veiligheid met een hoog niveau van ergonomie, beweeglijkheid en comfort tijdens het opereren. GAMMEX[®] handschoenen bieden het soort bescherming dat het vertrouwen van gebruikers verhoogt en leveren tevens optimaal comfort tijdens operaties.

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name risicovolle ingrepen in de orthopedie, trauma- en cardiovasculaire geneeskunde
- Vochtig aantrekken
- Meer grip in een natte omgeving

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex Ortho

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Bruin
Dikte	Ortho
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Vingers en palm met reliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Hoog
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Nee
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)

BESTELINFORMATIE

Maat	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330065060	330065065	330065070	330065075	330065080	330065085	330065090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 years
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Beperkte chemische weerstand volgens EN 374, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Koreaanse GMP

sensibilisatoren

Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)
---------------------------------	---------------------------------

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoenen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail:
 insidesalesus@ansell.com

Central & South America
 Tel.: +52 442 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
 Brazilië
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail:
 luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail:
 apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail:
 protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking
 © 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.