

GAMMEX[®] Latex HyGrip[™]

Chirurgische handschoenen

Poedervrije chirurgische latexhandschoen met reliëfafwerking voor een betere greep en nauwkeurige controle

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Uitzonderlijk hanteervermogen en veel greep dankzij de geotrooieerde malen en de unieke uitwendige oppervlaktebehandeling
- Microtextuurafwerking voor veilige hantering van instrumenten in droge en vochtige omstandigheden
- Geproduceerd met de unieke anatomische malen van Ansell voor een betere pasvorm en meer comfort om handvermoeidheid te helpen verminderen
- Rechte manchet met SUREFIT[™] Technology die afrollen van de manchet voorkomt

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

Aanbevolen voor

- Meer grip in een natte omgeving
- Vochtig aantrekken
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN

A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

DERMASHIELD[™]
Denning Aid Technology



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex HyGrip[™]

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Recht, met SUREFIT [™] Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD [™] Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Hoog
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Conformiteit met ASTM D6978 niet getest.
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GII) • Finale vrijgave na productie: 1,0 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330053055	330053060	330053065	330053070	330053075	330053080	330053085	330053090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Beperkte chemische weerstand volgens EN 374, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

sensibilisatoren

Xanthogeen-polysulfiden	Natrium di-n-butyldithiocarbamaat (SDBC)
-------------------------	--

Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) **Neemt voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.**

<p>Slechts een zeer klein aantal personen mogelijk allergisch voor ingrediënten in de handschoenen. Contactreacties.</p> <p>Noord-Amerika Verenigde Staten CA Tel: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com</p>	<p>Central & South America Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvas.medicas@ansell.com</p>	<p>Europe, Middle East & Africa Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu</p>	<p>Asia Pacific Tel: +65 6290 0000 E-mail: apac.medical@ansell.com</p>	<p>Australia & New Zealand Tel: +61 8 9291 9196 E-mail: protection@ap.ansell.com</p>
--	--	--	--	--