

ENCORE® Non-Latex PI Underglove

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Huidvriendelijke, chirurgische handschoenen in polyisopreen, ideaal als non-latexoplossing voor dubbele handschoenen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Ultradunne onderhandschoenen biedt optimale vingergevoeligheid en comfort bij het dragen van dubbele handschoenen
- Groene kleur doet handschoenbeschadiging snel opvallen wanneer u dubbele handschoenen draagt
- De zachtere en elastischere PI-handschoenen biedt superieur comfort in vergelijking met de latexhandschoenen van Ansell
- Verwijdering van alle chemische versnellers waarvan bekend is dat ze allergieën van Type IV of gevoeligheden veroorzaken, zodat de handschoenen een geoptimaliseerd allergenenprofiel heeft
- De gladde afwerking biedt een trefzekere greep, zodat ook gebruik als één enkele handschoenen mogelijk is

**Bewaarde gegevens: HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing) door een onafhankelijk laboratorium in de VS.*

Het is mogelijk dat de PI-producten met de PI-KARE Technology in uw land nog niet beschikbaar zijn. Neem contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name risicovolle ingrepen in de orthopedie, trauma- en cardiovasculaire geneeskunde
- Handschoenbreuk is eenvoudig te detecteren
- Bescherming tegen chemische versnellers zoals thiurams, carbamaten en mercaptanen waarvan bekend is dat ze chemische allergieën van Type IV veroorzaken
- Te gebruiken als onderhandschoenen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt
- Aangezien de handschoenen geslaagd is voor de Mouse Embryo Assay (MEA) test, mag ze gebruikt worden voor in-vitrofertilisatie (IVF)

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



ENCORE® Presteren in volle vertrouwen

Chirurgen, OK-verpleegkundigen en chirurgische technici willen in vertrouwen kunnen werken, goed beschermd en met veel beweeglijkheid, comfort en grip, zodat ze optimaal kunnen presteren. Wij leggen ons erop toe om hen hiervoor optimale oplossingen te bieden.

ENCORE® Non-Latex PI Underglove

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	PI (polyisopreen)
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Groen
Dikte	Micro
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Latex (type I)
Mate van grip	Laag
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Onderhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	Finale vrijgave na productie: 0.65 (Inspectieniveau GI)
Productnormen	ASTM D6978, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Xanthaten, Zinkdiakylidithiocarbamaat

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330114055	330114060	330114070	330114075	330114080	330114085	330114090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel.: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com

Central & South America
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazil
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +1 800.952.9916
 E-mail: info.india@ansell.com
Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21)2407 2286/88/62
 Email: infochina@ansell.com

ansell.com