

ENCORE® Non-Latex

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Chirurgische neopreenhandschoenen zonder chemische versnellers voor een ongeëvenaarde combinatie van gevoeligheid en duurzaamheid

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Non-latex om het risico op een Type I-latexallergie te elimineren en 100% zonder chemische versnellers om het risico op een Type IV chemische allergie of huidovergevoeligheid te minimaliseren
- Beschikt over de SENSOPRENE™ Formulation die een dunnere en toch robuuste handschoen mogelijk maakt, voor meer comfort en duurzaamheid
- Tot 30% dunner dan de standaard chirurgische neopreenhandschoenen voor meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid
- Glad, met microtextuurafwerking voor een vaste greep op instrumenten
- Deze handschoen is getest voor gebruik met middelen voor chemotherapie en een hele reeks chemicaliën die in ziekenhuizen worden gebruikt*

* *Neem contact op met de Klantendienst van Ansell voor specifieke permeatietijden van geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen.*

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name moeilijke ingrepen in de oogheelkunde, micro- en cardiovasculaire chirurgie
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type I-allergie en type IV-allergie voor chemische stoffen minimaliseren
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



ENCORE® Presteren in volle vertrouwen

Chirurgen, OK-verpleegkundigen en chirurgische technici willen in vertrouwen kunnen werken, goed beschermd en met veel beweeglijkheid, comfort en grip, zodat ze optimaal kunnen presteren. Wij leggen ons erop toe om hen hiervoor optimale oplossingen te bieden.

ENCORE[®] Non-Latex

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Micro
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Type I-latexallergie, type IV-chemicaliënallergie
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buitenhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	Finale vrijgave na productie: 0.65 (Inspectieniveau GI)
Productnormen	ASTM D6978, EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	Geen

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	340111055	340111060	340111065	340111070	340111075	340111080	340111085	340111090

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com

Central & South America
 Tel: +52 (442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazil
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +1 800.952.9916
 E-mail: info.india@ansell.com
Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail: protection@ap.ansell.com
China
 Tel: +86(21)2407 2286/88/62
 Email: infochina@ansell.com

ansell.com