



ENCORE® NON-LATEX®

UITMUNTENDE BESCHERMING VAN GEBRUIKERS MET EEN ALLERGIE VAN TYPE I (LATEX) EN TYPE IV (CHEMISCHE VERSNELLERS)

ENCORE® Non-Latex® is een poedervrije chirurgische handschoen in neopreen.

De nieuwe SENSOPRENE®-samenstelling, volledig vrij van versnellers, levert een uitzonderlijke chirurgische handschoen op, met ongeëvenaard comfort, hoge vingergevoeligheid en geavanceerde allergiebescherming.

Bevat geen chemicaliën (thiurams, MBT, carbamaten) waarvan bekend is dat ze bijdragen tot Type IV allergieën, zodat de handschoen veilig is voor medisch personeel en patiënten die gevoelig zijn voor latex (Type I) en chemicaliën (Type IV).

De nieuwe ENCORE® Non-Latex® handschoenen beschermen medisch personeel en patiënten tegen extra oorzaken van huidreacties: ze zijn caseïnevrij om reacties op dierlijke proteïnen te beperken en hun polymeercoating is CPC-vrij om irritatie door cetylpyridiniumchloride (CPC) te voorkomen.

Deze handschoen, in een nieuwe crèmekleur, biedt meer gevoeligheid aan de vingertoppen en is gemakkelijk en comfortabel bij het dragen van dubbele handschoenen.

De ENCORE® Non-Latex® met Ansell's SureFit™ technologie, die voorkomt dat de boord naar beneden rolt, biedt medisch personeel een superieure barrièrebescherming.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Neopreen
Kleur	Crème
Vorm	Anatomisch
Manchet	SureFit™ technology: Gerolde manchet met kleefstrook
Buitenoppervlak	Reliëf, gechloreerd & gesiliconiseerd
Binnenoppervlak	Polyurethaancoating & gesiliconiseerd

MAAT / PRODUCTCODE

5.5	340111055	6	340111060
6.5	340111065	7	340111070
7.5	340111075	8	340111080
8.5	340111085	9	340111090

ENCORE® handschoenen worden ontwikkeld voor chirurgen, OK verpleegkundigen en chirurgische technici die zoeken naar bescherming en veiligheid met een hoog niveau van ergonomie, beweeglijkheid en comfort tijdens het opereren. ENCORE® handschoenen bieden het soort bescherming dat het vertrouwen van gebruikers verhoogt en leveren tevens optimaal comfort tijdens operaties.

Poedervrije, steriele chirurgische handschoen in neopreen

MD Klasse IIa
 Registrerende instantie: British Standards Institution (2797): MD, Centexbel (0493): PBM
 Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product Enkel voor eenmalig gebruik. Steriel, tenzij deze verpakking werd geopend of beschadigd.

Ref-XXXX-20200607

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu