

GAMMEX[®] Latex Micro

Chirurgische handschoenen

Poedervrije chirurgische handschoen in latex met uitzonderlijke vingergevoeligheid en beweeglijkheid voor chirurgische verfijning

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Gemiddeld 15% dunner dan de standaard chirurgische latexhandschoen van Ansell, met zachte latexsamenstelling voor ongeëvenaarde beweeglijkheid en vingergevoeligheid
- De DERMASHIELD™ Technology interne coating maakt het aantrekken met droge of vochtige handen en het handschoenwisselen tijdens operaties eenvoudiger
- Geproduceerd met de unieke anatomische mallen van Ansell voor een betere pasvorm en meer comfort om handvermoeidheid te helpen verminderen
- Extra reinigingsprocessen beperken de residu's van zowel latexproteïnes als chemische versnellers tot het strikte minimum en beperken zo het risico op latexallergieën van Type I en chemische allergieën en gevoeligheden van Type IV

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name moeilijke ingrepen in de oogheelkunde, micro- en cardiovasculaire chirurgie
- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Vochtig aantrekken
- Oogvermoeidheid voorkomen

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex Micro

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Bruin
Dikte	Micro
Manchetstijl	Recht, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoenen of onderhandschoenen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Conformiteit met ASTM D6978 niet getest.
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GIII) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330052055	330052060	330052065	330052070	330052075	330052080	330052085	330052090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Beperkte chemische weerstand volgens EN 374, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

sensibilisatoren

Natrium di-n-butyldithiocarbamaat (SDBC)	Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)
<p>Neem contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.</p> <p>Neem contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger voor meer informatie over de handschoenen en de allergiepreventie.</p>	
<p>Noord-Amerika Slechts een zeer klein aantal personen mogelijk allergisch voor ingrediënten van de handschoenen. CA Tel: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com</p>	<p>Central & South America Slechts een zeer klein aantal personen mogelijk allergisch voor ingrediënten van de handschoenen. E-mail: cslac@ansell.com Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvas.medicas@ansell.com</p>
<p>Europe, Middle East & India Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu</p>	<p>Asia Pacific Tel: +65 6330 0000 E-mail: apac.medical@ansell.com</p>
<p>Australië & Nieuw-Zeeland Tel: +61 8 929 9196 E-mail: protection@ap.ansell.com</p>	