

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex Sensitive

Chirurgische handschoenen

## Poedervrije chirurgische handschoenen in latex met uitmuntende vingergevoeligheid en beweeglijkheid

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Gemiddeld 20% dunner dan de standaard poedervrije chirurgische latexhandschoenen van Ansell, voor uitstekende vingergevoeligheid
- De zachte latexsamenstelling verbetert het comfort voor optimale chirurgische verfijning
- Zacht en met een microtextuurafwerking voor veilige hantering van instrumenten in droge en vochtige omstandigheden

*LET OP: Veilig gebruik van deze handschoenen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.*

### Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name moeilijke ingrepen in de oogheelkunde, micro- en cardiovasculaire chirurgie
- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Oogvermoeidheid voorkomen

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



## GAMMEX<sup>®</sup> Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX<sup>®</sup>-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex Sensitive

Chirurgische handschoenen

## PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Bruin
Dikte	Micro
Manchetstijl	Recht, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Gechloreerd
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoenen of onderhandschoenen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Conformiteit met ASTM D6978 niet getest.
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GI) • Finale vrijgave na productie: 1,0 (Inspectieniveau GI)

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	5.5	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330051055	330051060	330051065	330051070	330051075	330051080	330051085	330051090

## VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Bepaalde chemische weerstand volgens EN 374, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Koreaanse GMP

## sensibilisatoren

Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)	Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.							
Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoenen en kan daardoor irriterend en/of allergische contactreacties.	Noord-Amerika VS Tel.: 800 952 9916 CA Tel: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com	Central & South America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvus.medicas@ansell.com	Europe, Middle East & Africa Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu	Asia Pacific Tel: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com	Australië & Nieuw-Zeeland Tel: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com			