

GAMMEX[®] Latex Underglove

Chirurgische handschoenen

Poedervrije, groene chirurgische onderhandschoenen in latex om moeiteloos dubbele handschoenen aan te trekken

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Bevat glycerol en dimethicone als vochtinbrengende middelen om vocht vast te houden en de huid te rehydrateren
- Geproduceerd met de unieke anatomische mallen van Ansell voor een betere pasvorm en meer comfort om handvermoeidheid te helpen verminderen
- Deze groene, gladde handschoenen met een microtextuurafwerking aan de buitenkant is ideaal voor het dragen van dubbele handschoenen en om een handschoenbeschadiging snel op te merken
- De ingebouwde huidbevochtiging, samen met de DERMASHIELD™ Technology voor interne coating, maakt het aantrekken met droge of vochtige handen en het handschoenwisselen tijdens operaties eenvoudiger

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name risicovolle ingrepen in de orthopedie, trauma- en cardiovasculaire geneeskunde
- Vochtig aantrekken
- Handschoenbreuk is eenvoudig te detecteren
- Te gebruiken als onderhandschoenen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex Underglove

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

| | |
|---|--|
| Materiaal | Natuurlijk rubberlatex |
| Poedergehalte | Poedervrij |
| Kleur | Groen |
| Dikte | Norm |
| Manchetstijl | Recht, met SUREFIT™ Technology |
| Extern handschoenoppervlak | Glad, afgewerkt met microreliëf |
| Intern handschoenoppervlak | Gecoat met HYDRASOFT™ Technology |
| Allergiepreventie | Geen |
| Mate van grip | Laag |
| Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen | Onderhandschoen |
| Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen | Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k) |
| Vrij van gaatjes | • Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GIII) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI) |

BESTELINFORMATIE

| Maat | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ansell Productcode | 330050055 | 330050060 | 330050065 | 330050070 | 330050075 | 330050080 | 330050085 | 330050090 |

VERPAKKING EN OPSLAG

| | |
|----------------------|--|
| Verpakking | 50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton |
| Houdbaarheidstermijn | 3 jaar |
| Bewaarinstructies | Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen |

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

| | |
|------------------------|---|
| Productnormen | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Beperkte chemische weerstand volgens EN 374, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016 |
| Kwaliteit/milieunormen | EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Koreaanse GMP |

sensibilisatoren

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Xanthogeen-polysulfiden | Natrium di-n-butylthiocarbamaat (SDBC) | | | |
| Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) | Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger. | | | |
| Slechts een zeer klein aantal gebruikers zijn mogelijk allergisch voor deze ingrediënten. Er kan daardoor irriterend of allergische contactreacties. | North America VS Tel.: 800 952 9916 CA Tel.: 416 494 7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com | Central & South America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: central@ansell.com Brazilië Tel.: +55-11-3356-3100 E-mail: luvvas.medicas@ansell.com | Europe, Middle East & Africa Tel.: +31 20 12585400 E-mail: info@ansell.eu | Asia Pacific Tel.: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com |
| | | | | Australia & New Zealand Tel.: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com |

Onderhandschoenen in latex