

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex Moisturizing

Chirurgische handschoenen

## Poedervrije chirurgische latexhandschoenen met ingebouwde huidbevochtiging

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Bevat glycerol en dimethicone als vochtinbrengende middelen om vocht vast te houden en de huid te rehydrateren.
- Microtextuur onder het oppervlak aan de vingers en de palm voor optimale greep in droge en vochtige omstandigheden
- Geproduceerd met de unieke anatomische mallen van Ansell voor een betere pasvorm en meer comfort om handvermoeidheid te helpen verminderen
- Extra reinigingsprocessen beperken de residu's van zowel latexproteïnes als chemische versnellers tot het strikte minimum en beperken zo het risico op latexallergieën van Type I en chemische allergieën en gevoeligheden van Type IV

*LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.*

### Aanbevolen voor

- Vochtig aantrekken
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Te gebruiken als onderhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



## GAMMEX<sup>®</sup> Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX<sup>®</sup>-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex Moisturizing

Chirurgische handschoenen

## PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Recht, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Gecoat met HYDRASOFT™ Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Onderhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Conformiteit met ASTM D6978 niet getest.
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GIII) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI)

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330049055	330049060	330049065	330049070	330049075	330049080	330049085	330049090

## VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, Bepaalde chemische weerstand volgens EN 374, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

## sensibilisatoren

Xanthogeen-polysulfiden	Natrium di-n-butylthiocarbamaat (SDBC)			
Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)	Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.			
<p>Slechts een zeer klein aantal gebruikers is bekend met contactreacties.</p> <p>Central &amp; South America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: info@ansell.com</p> <p>Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvus.medicas@ansell.com</p>	<p>Europe, Middle East &amp; Africa Tel: +31 6 12 28 54 00 E-mail: info@ansell.eu</p>	<p>Asia Pacific Tel: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com</p>	<p>Australia &amp; New Zealand Tel: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com</p>	<p>Er zijn daardoor irriterende of allergische reacties mogelijk.</p>