

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex

Chirurgische handschoenen

## Poedervrije chirurgische latexhandschoen biedt een ongeëvenaarde combinatie van comfort, bescherming en gevoeligheid

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- De gepatenteerde handschoensamenstelling levert een zachte en toch robuuste chirurgische handschoen op
- Geproduceerd met de unieke anatomische mallen van Ansell voor een betere pasvorm en meer comfort om handvermoeidheid te helpen verminderen
- Voorgevormde vingers verbeteren de vingergevoeligheid
- Extra reinigingsprocessen beperken de residu's van zowel latexproteïnes als chemische versnellers tot het strikte minimum en beperken zo het risico op latexallergieën van Type I en chemische allergieën en gevoeligheden van Type IV
- Deze handschoen is getest voor gebruik met middelen voor chemotherapie en een hele reeks chemicaliën die in ziekenhuizen worden gebruikt\*

*LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.*

*\* Neem contact op met de Klantendienst van Ansell voor specifieke permeatietijden van geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen.*

### Aanbevolen voor

- Vochtig aantrekken
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



### GAMMEX<sup>®</sup> Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX<sup>®</sup>-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

# GAMMEX<sup>®</sup> Latex

Chirurgische handschoenen

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Materiaal</b>	Natuurlijk rubberlatex
<b>Poedergehalte</b>	Poedervrij
<b>Kleur</b>	Naturel
<b>Dikte</b>	Norm
<b>Manchetstijl</b>	Recht, met SUREFIT™ Technology
<b>Extern handschoenoppervlak</b>	Glad, afgewerkt met microreliëf
<b>Intern handschoenoppervlak</b>	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
<b>Allergiepreventie</b>	Geen
<b>Mate van grip</b>	Gemiddeld
<b>Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen</b>	Buithandschoen
<b>Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen</b>	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
<b>Vrij van gaatjes</b>	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GIII) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI)

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5
<b>Ansell Productcode</b>	330048055	330048060	330048065	330048070	330048075	330048080	330048085	330048090	330048095

## VERPAKKING EN OPSLAG

<b>Verpakking</b>	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
<b>Houdbaarheidstermijn</b>	3 jaar
<b>Bewaarinstructies</b>	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

<b>Productnormen</b>	AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Beperkte chemische weerstand volgens EN 374, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
<b>Kwaliteit/milieunormen</b>	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Koreaanse GMP

## sensibilisatoren

<b>Xanthogeen-polysulfiden</b>	Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger		
<b>Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)</b>	<p>North America US Tel.: 800 952 9916 CA Tel.: 1 844 494 7854 E-mail: insidesales@ansell.com</p>	<p>Central &amp; South America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com</p> <p>Brazilië Tel.: +55-11-3356-3100 E-mail: luvas.medicas@ansell.com</p>	<p>Asia Pacific Tel.: +65 6336 3333 E-mail: info@ansell.eu</p> <p>Europe Tel.: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu</p> <p>Latin America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com</p> <p>South America Tel.: +55-11-3356-3100 E-mail: luvas.medicas@ansell.com</p> <p>Australia &amp; New Zealand Tel.: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com</p>
<b>Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoenen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.</b>			

Ansell, <sup>®</sup> en <sup>™</sup> zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking).  
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.