

GAMMEX[®] Latex Powdered

Chirurgische handschoenen

Gepoederde chirurgische latexhandschoenen met veel comfort en barrièrebescherming

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Maakt gebruik van de exclusieve Ansell-samenstelling voor sterke, betrouwbare handschoenen
- De reliëfafwerking garandeert een vaste greep voor instrumenthantering in droge en vochtige omstandigheden.
- Geproduceerd met de unieke anatomische mallen van Ansell voor een betere pasvorm en meer comfort om handvermoeidheid te helpen verminderen
- Gepoederd om ze gemakkelijk aan te trekken

Ansell adviseert om poedervrije handschoenen te gebruiken om nadelige gevolgen voor patiënten en medisch personeel te beperken.

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoenen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.



GAMMEX[®] Innovatie die beschermt

Gedreven door innovatie, worden GAMMEX[®]-chirurgische handschoenen ontwikkeld om te beantwoorden aan de veranderende behoeften van gebruikers in de chirurgische gemeenschap. Dankzij de unieke samenstellingen en geavanceerde technologieën, het ergonomisch comfort en de superieure bescherming leggen zorgmedewerkers wereldwijd de bescherming van hun handen in die van ons.

GAMMEX[®] Latex Powdered

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Gepoederd
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Recht
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Gepoederd
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Conformiteit met ASTM D6978 niet getest.
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GII) • Finale vrijgave na productie: 1,0 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330047055	330047060	330047065	330047070	330047075	330047080	330047085	330047090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	AS/NZS 4179, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Koreaanse GMP

sensibilisatoren

Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)	Zink-2-mercaptopbenzothiazol (ZMBT)
---------------------------------	-------------------------------------

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Central & South America
Tel.: +52 442 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazilië
Tel: +55-11-3356-3100
E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com