



ENCORE NON-LATEX PI HYBRID IN SMART PACK

EEN DPG-VRIJE, NON-LATEX HANDSCHOEN, PERFECT VOOR ALGEMENE CHIRURGIE

ENCORE® Non-Latex PI Hybrid is een poedervrije chirurgische handschoen vervaardigd uit een unieke mix van synthetische materialen (polyisopreen & neopreen). De handschoen bevat geen latexproteïnen en is dus veilig voor latexgevoelige (Type I) medisch personeel en patiënten.

ENCORE® Non-Latex PI Hybrid is een DPG-vrije optie voor zorgverleners die lijden aan latexallergieën en chemicaliënallergieën veroorzaakt door DPG, een groeiend probleem.

Deze nieuwe handschoen beschermt medisch personeel en patiënten tegen bijkomende oorzaken van huidreacties: ze is caseïnevrij om reacties op dierlijke proteïnen te beperken en de polymeercoating is CPC-vrij om irritatie door cetylpyridiniumchloride (CPC) te voorkomen.

De ENCORE® Non-Latex PI Hybrid wordt op een speciale mal vervaardigd. Daardoor heeft ze een gebogen pasvorm en is ze breder over de hele hand: dit neemt druk weg op zwaar belaste delen van de hand, zoals de muisknok van de duim en de palm. Het resultaat is veel comfort voor de drager en dat is vooral tijdens langdurige operaties heel belangrijk. De SureFit™ technologie van Ansell helpt voorkomen dat de manchet naar beneden rolt en laat deze stevig en comfortabel zitten.

Door de crèmekleur is de handschoen ideaal als non-latex oplossing voor het dragen van dubbele handschoenen, in combinatie met de groene ENCORE® Non-Latex PI Underglove.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Synthetisch polyisopreen en neopreen
Kleur	Crème
Vorm	Anatomisch
Manchet	SureFit™ technology: Gerolde manchet met kleefstrook
Buitenoppervlak	Reliëf, gechloreerd & gesiliconiseerd
Binnenoppervlak	Polyurethaancoating & gesiliconiseerd

MAAT / PRODUCTCODE

5.5	340105055	6	340105060
6.5	340105065	7	340105070
7.5	340105075	8	340105080
8.5	340105085	9	340105090

ENCORE® handschoenen worden ontwikkeld voor chirurgen, OK verpleegkundigen en chirurgische technici die bescherming en veiligheid willen met een hoog niveau van ergonomie, beweeglijkheid en comfort tijdens het opereren. ENCORE® handschoenen bieden het soort bescherming dat het vertrouwen van gebruikers verhoogt en leveren tevens optimaal comfort tijdens operaties.

Synthetische, poedervrije, steriele chirurgische handschoenen in polyisopreen en neopreen

MD Klasse IIa
 Registrerende instantie: British Standards Institution (2797): MD, Centexbel (0493): PBM
 Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product Enkel voor eenmalig gebruik. Steriel, tenzij deze verpakking werd geopend of beschadigd.

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu