

ENCORE Non-Latex PI Hybrid in SMART Pack

Synthetische, poedervrije, steriele chirurgische handschoenen in polyisopreen en neopreen

Publicatiedatum 25-02-2020

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Synthetisch polyisopreen en neopreen
Kleur	Crème
Vorm	Anatomisch
Manchet	SureFit™ technology: Gerolde manchet met kleefstrook
Buitenoppervlak	Reliëf, gechloreerd & gesiliconiseerd
Binnenoppervlak	Polyurethaancoating & gesiliconiseerd

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte (enkele laag)	Vinger	0.215
Typische gemiddelde waarden (mm)	Palm	0.200
	Manchet	0.170
Minimallengte (mm)	305	
Sterkte (gemiddelde waarden)	voor veroudering	na veroudering
Rek bij breuk (%)	986	923
Treksterkte bij breuk (N)	13.0	15.0

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	4 x 50 paren / 200 paren per pak
Houdbaarheidstermijn	3 jaren
Bewaarinstructies	Direct zonlicht vermijden. In een koele, droge ruimte bewaren. Verwijderd houden van ozonen ontstekingsbronnen.

PRODUCTREFERENTIES

Maat / productcode	5.5	340105055	6	340105060
	6.5	340105065	7	340105070
	7.5	340105075	8	340105080
	8.5	340105085	9	340105090


BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Anatomisch gebogen mal voor minder vermoeide handen
- Bevat geen natuurrubberlatex om allergieën van type I te voorkomen
- Unieke samenstelling voor uitstekend comfort, grote sterkte en duurzaamheid

PRODUCTIE- EN VEILIGHEIDSNORMEN

AQL (Gaatjes)	<ul style="list-style-type: none"> • Waterlektest • Voldoen aan de Europese Norm EN 455-1: inspectieniveau I AQL 1,5 • Finale vrijgave na productie: inspectieniveau I AQL 0,65 • Controle tijdens het proces vóór verpakking: inspectieniveau I AQL 0,65
Proteïnegehalte	Niet van toepassing: bevat geen natuurrubberlatex
Pyrogeniciteit	Absent of pyrogens as per ISO 10993-10
Primaire huidirritatie	Considered a negligible irritant as per ISO 10993-11
Sensibilisatie van de huid	Geen aanwijzingen voor uitgestelde sensibilisatie door huidcontact volgens ISO 10993-10
Viruspenertratie	Voldoet aan ASTM F-1671 bij gebruik van PhiX174
Cytostatische permeatie	Doorbraaktijden volgens ASTM D6978 beschikbaar
Sterilisatie	25 kGy gammastraling
CE-markering	Persoonlijke beschermingsmiddelen: categorie III Medisch hulpmiddel: Klasse IIa
Overeenstemming met de productnormen	EN 455 onderdelen 1, 2, 3, 4 EN 420 EN ISO 374 part 1 EN 374 part 2 EN 16523 part 1 EN 374 part 4 EN ISO 374 part 5
Productienormen	EN 556 ISO 11137-1 ISO 13485 ISO 14001 ISO 9001
Registrerende instantie	British Standards Institution (2797): MD Centexbel (0493): PBM

PICTOGRAMMEN



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

