

ENCORE[®] Latex Underglove

Chirurgische handschoenen

Poedervrije, groene chirurgische onderhandschoenen in latex om moeiteloos dubbele handschoenen aan te trekken

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Bevat glycerol en dimethicone als vochtinbrengende middelen om vocht vast te houden en de huid te rehydrateren
- De buitenafwerking met lage wrijving biedt moeiteloos aantrekken en optimaal comfort bij het dragen van dubbele handschoenen
- Groene kleur doet handschoenenbeschadiging snel opvallen
- Samen met de ingebouwde huidbevochtiging maakt de DERMASHIELD™ Technology interne coating het aantrekken met droge of vochtige handen en het handschoenwisselen tijdens operaties eenvoudiger

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name risicovolle ingrepen in de orthopedie, trauma- en cardiovasculaire geneeskunde
- Vochtig aantrekken
- Handschoenbreuk is eenvoudig te detecteren
- Te gebruiken als onderhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



ENCORE[®] Presteren in volle vertrouwen

Chirurgen, OK-verpleegkundigen en chirurgische technici willen in vertrouwen kunnen werken, goed beschermd en met veel beweeglijkheid, comfort en grip, zodat ze optimaal kunnen presteren. Wij leggen ons erop toe om hen hiervoor optimale oplossingen te bieden.

ENCORE[®] Latex Underglove

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Groen
Dikte	Micro
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Gecoat met HYDRASOFT™ Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Laag
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Onderhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GI) • Finale vrijgave na productie: 1,0 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330113055	330113060	330113065	330113070	330113075	330113080	330113085	330113090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

sensibilisatoren

Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)	Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)
---------------------------------	---------------------------------

Slechts een zeer klein aantal mensen is in staat om contact te maken met latex en / of allergische contactreacties. **Niet gebruiken indien u allergisch bent voor latex of andere producten die op de verpakking van deze handschoenen zijn vermeld.**

North America	Central & South America	Europe, Middle East & Africa	Asia Pacific	Australia & New Zealand
VS Tel.: 800 952 9916 CA Tel.: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com	Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvas.medicas@ansell.com	Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu	Tel: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com	Tel: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking.
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.