

# ENCORE<sup>®</sup> Latex Micro

Chirurgische handschoenen

## Poedervrije chirurgische handschoen in latex met uitzonderlijke vingergevoeligheid en beweeglijkheid voor chirurgische verfijning

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Gemiddeld 20% dunner dan de standaard poedervrije chirurgische latexhandschoen van Ansell, met een zachte latexsamenstelling voor ongeëvenaarde beweeglijkheid en vingergevoeligheid
- De bruine kleur beperkt lichtweerskaatsing van chirurgische lampen en maakt ze geschikt voor gebruik als binnenhandschoen
- De DERMASHIELD™ Technology interne coating maakt het aantrekken met droge of vochtige handen en het handschoenenwisselen tijdens operaties eenvoudiger

*LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.*

### Aanbevolen voor

- Alle soorten operaties, met name moeilijke ingrepen in de oogheelkunde, micro- en cardiovasculaire chirurgie
- Vochtig aantrekken
- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Oogvermoeidheid voorkomen

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



## ENCORE<sup>®</sup> Presteren in volle vertrouwen

Chirurgen, OK-verpleegkundigen en chirurgische technici willen in vertrouwen kunnen werken, goed beschermd en met veel beweeglijkheid, comfort en grip, zodat ze optimaal kunnen presteren. Wij leggen ons erop toe om hen hiervoor optimale oplossingen te bieden.

# ENCORE<sup>®</sup> Latex Micro

Chirurgische handschoenen

## PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Bruin
Dikte	Micro
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoenen of onderhandschoenen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GI) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI)

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330104055	330104060	330104065	330104070	330104075	330104080	330104085	330104090

## VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Beperkte chemische weerstand volgens EN 374, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

## sensibilisatoren

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)	Zinkdiëthylidithiocarbamaat (ZDEC)
Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.	
Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en/of allergische contactreacties.	
Noord-Amerika VS Tel.: 800 952 9916 CA Tel.: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com	Central & South America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com Brazilië Tel.: +55-11-3356-3100 E-mail: luvas.medicas@ansell.com
Europe, Middle East & Africa Tel.: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu	Asia Pacific Tel.: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com
	Australië & Nieuw-Zeeland Tel.: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com