

ENCORE[®] Latex Textured

Chirurgische handschoenen

Poedervrije chirurgische latexhandschoen met reliëfafwerking voor uitzonderlijk hanteringsvermogen en greep

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- De reliëfafwerking garandeert een uitzonderlijke greep in droge en vochtige omstandigheden en maakt deze handschoenen ideaal om als buitenhandschoenen te gebruiken bij het dragen van dubbele handschoenen.
- Ideale dikte voor optimale vingergevoeligheid en bescherming
- De DERMASHIELD™ Technology interne coating maakt het aantrekken met droge of vochtige handen en het handschoenwisselen tijdens operaties eenvoudiger

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoenen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

Aanbevolen voor

- Meer grip in een natte omgeving
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Vochtig aantrekken
- Te gebruiken als buitenhandschoenen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN

A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

DERMASHIELD™
Donning Aid Technology



ENCORE[®] Presteren in volle vertrouwen

Chirurgen, OK-verpleegkundigen en chirurgische technici willen in vertrouwen kunnen werken, goed beschermd en met veel beweeglijkheid, comfort en grip, zodat ze optimaal kunnen presteren. Wij leggen ons erop toe om hen hiervoor optimale oplossingen te bieden.

ENCORE[®] Latex Textured

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Vingers en palm met reliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Hoog
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GI) • Finale vrijgave na productie: 0,65 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330101055	330101060	330101065	330101070	330101075	330101080	330101085	330101090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374 Micro-organisme, Bepaalde chemische weerstand volgens EN 374, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

sensibilisatoren

Zinkdiethylthiocarbamaat (ZDEC)	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)
Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.	
Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en/of allergische contactreacties.	
Noord-Amerika VS Tel.: 800 952 9916 CA Tel: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com	Central & South America Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvvas.medicas@ansell.com
Europe, Middle East & Africa Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu	Asia Pacific Tel: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com
Australië & Nieuw-Zeeland Tel: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com	