

Biedt uitstekende beweeglijkheid en superieur comfort, pasvorm en gevoel

- Extra beweeglijkheid en gevoeligheid in een dun maar sterk design
- Opvallend zwarte kleur zorgt voor contrast en camoufleert olie, lichaamsvloeistoffen en andere vlekken
- ERGOFORM™ Design Technology belast de spieren minder bij repetitieve taken en zorgen zo voor extra comfort en productiviteit voor de werknemer
- Door het reliëf op de vingertoppen kan je veilig met instrumenten en materialen werken
- Siliconenvrij voor geavanceerde productbescherming



Sectoren

- Food Service
- Cosmetics
- Tattoo
- Gezondheidszorg
- Service na verkoop in de autosector
- Chemische sector
- Medische nooddiensten
- Ordediensten
- Biowetenschappen
- Emergency Medical Services

Aanbevolen voor

- Algemene tandheelkunde
- Standaard patiëntenonderzoeken
- Nooddiensten
- Catering / Maaltijdbereiding
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Laboratoriumanalyse
- Cosmetische procedures
- Tatoeëren



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	93-732
Materiaal	Nitril
Kleur	Zwart
Handschoenontwerp	Gechloroerd, Siliconenvrij, Vingers met reliëf
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Naleven van regelgeving	EC 1935/2004, Decreet van 9-4-2004, ASTM D6319, EC 2023/2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Gebruikersbehoeften	High Touch
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Antistatisch	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	245/9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	AQL 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Vingerdikte (mm/mils)	0.10 / 3.9		ASTM D6319, EN 455-2
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455


BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Technologie



Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.