

ENCORE Latex Acclaim

Chirurgische handschoenen

Poedervrije chirurgische latexhandschoen met een comfortabele, natuurlijke pasvorm en gevoel

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- De gepatenteerde handschoensamenstelling levert een zachte en toch robuuste chirurgische handschoen op
- Unieke slipwerende gladde oppervlaktebehandeling voor uitzonderlijk hanteringsvermogen en greep
- De DERMASHIELD™ Technology interne coating maakt het aantrekken met droge of vochtige handen en het handschoenwisselen tijdens operaties eenvoudiger
- Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie*

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

** Neem contact op met de Klantendienst van Ansell voor specifieke permeatietijden van geneesmiddelen voor chemotherapie en aanbevelingen.*

Aanbevolen voor

- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Vochtig aantrekken
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN

 **A.R.T.**
Pinhole Barrier Technology

 **DERMASHIELD™**
Denning Aid Technology



ENCORE® Presteren in volle vertrouwen

Chirurgen, OK-verpleegkundigen en chirurgische technici willen in vertrouwen kunnen werken, goed beschermd en met veel beweeglijkheid, comfort en grip, zodat ze optimaal kunnen presteren. Wij leggen ons erop toe om hen hiervoor optimale oplossingen te bieden.

ENCORE Latex Acclaim

Chirurgische handschoenen

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS
Vrij van gaatjes	• Controle tijdens het proces vóór verpakking: 0,65 (Inspectieniveau GII) • Finale vrijgave na productie: 1,0 (Inspectieniveau GI)

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	330100055	330100060	330100065	330100070	330100075	330100080	330100085	330100090

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	50 paar per doos; 4 dozen per karton; 200 paar per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Productnormen	ASTM D3577, ASTM D6978, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001

sensibilisatoren

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)	Zinkdiëthylidithiocarbamaat (ZDEC)
------------------------------------	------------------------------------

Slechts een zeer klein aantal mensen zijn allergisch voor latex. Het is belangrijk om te weten of u of iemand anders in uw familie of bestelling een contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger en / of allergische contactreacties.

North America	Central & South America	Europe, Middle East & Africa	Asia Pacific	Australia & New Zealand
VS Tel.: 800 952 9916 CA Tel: 1-844-494-7854 E-mail: insidesalesus@ansell.com	Tel.: +52 442 296 20 50 E-mail: cslac@ansell.com Brazilië Tel: +55-11-3356-3100 E-mail: luvas.medicas@ansell.com	Tel: +32 (0)2 528 74 00 E-mail: info@ansell.eu	Tel: +603 8310 6688 E-mail: apac.medical@ansell.com	Tel: +61 3 9270 7270 E-mail: protection@ap.ansell.com

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking.
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.