

Ontworpen voor comfort, gevoeligheid en goed grip op gevoelige instrumenten

- Zacht, rekbaar latex voor uitzonderlijk comfort
- Dun, lichtgewicht ontwerp met extra vingergevoeligheid
- Vingers met reliëf zodat je gemakkelijker kleine voorwerpen en gevoelig gereedschap kan oppakken
- Voldoet aan de FDA-voorschriften voor de omgang met voedingsmiddelen
- Ook verkrijgbaar in verpakking voor vendingautomaat (behalve EMEA)



Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking
- Chemische sector

Aanbevolen voor

- Monsters nemen en verwerken
- Tests uitvoeren
- Onderhoud van voertuigen
- Contact met levensmiddelen
- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Behandeling en verwerking van voedingsmiddelen
- Vlees-, vis- en levensmiddelenverwerking
- Secundaire voedselverwerking



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	69-318
Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Kleur	Naturel
Handschoenontwerp	Gechloreerd, Poedervrij, Siliconenvrij, Vingers met reliëf
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2008
Naleven van regelgeving	Categorie III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600, Type levensmiddel: Rubber, ISO 9001, ISO 13485
Verpakking	100 handschoenen per dispenser 10 dispensers per karton 1000 handschoenen per karton
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Gebruikersbehoeften	Multifunctioneel
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Antistatisch	Niet-getest
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC) Natuurrubberproteïnes <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
	VOOR VEROUDERING		NA VEROUDERING
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 18	≥ 14	ASTM D412
Verlenging bij breuk (%)	≥ 650	≥ 500	ASTM D412

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Productcode	69318060	69318070	69318080	69318090	69318100

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.