

MICRO-TOUCH®

Tandheelkundige handschoenen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MICRO-TOUCH® Denta-Glove® Blue Nitrile

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in nitril

Publicatiedatum 29-02-2020

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Nitril
Kleur	Blauw
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Reliëf op de vingertoppen
Binnenoppervlak	Coating in polyacrylaat

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dikte (enkele laag)	Vinger	0.11
Typische gemiddelde waarden (mm)	Palm	0.08
	Manchet	0.07
Minimumlengte (mm)	240	
Sterkte (gemiddelde waarden)	voor veroudering	na veroudering
Rek bij breuk (%)	≥ 700	≥ 650
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6N	≥ 6N

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	10 x 100 stuks / 1000 stuks per pak, 10 x 90 stuks / 900 stuks per pak (maat:X-Large)
Houdbaarheidstermijn	3 jaren
Bewaarinstructies	Direct zonlicht vermijden. In een koele, droge ruimte bewaren. Verwijderd houden van ozonen ontstekingsbronnen.

PRODUCTREFERENTIES

Maat / productcode	X-Small 3130050XS	Small 31300500S
	Medium 31300500M	Large 31300500L
	X-Large 3130050XL	

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Betere greep door structuur op het oppervlak
- Comfort en vingergevoeligheid
- Gemakkelijk aan te trekken en een zachter gevoel
- Beperkt risico op Type I-allergieën
- Speciaal ontworpen om te voldoen aan de noden van tandartsen

PRODUCTIE- EN VEILIGHEIDSNORMEN

AQL (Gaatjes)	<ul style="list-style-type: none">• Waterlektest• Voldoen aan de Europese Norm EN 455-1: inspectieniveau I AQL 1,5
Proteïnegehalte	Niet van toepassing: bevat geen natuurrubberlatex
Primaire huidirritatie	Niet als primair irriterend beschouwd volgens FHSA-richtlijnen 16 CFR 1500
Sensibilisatie van de huid	Geen aanwijzingen voor uitgestelde sensibilisatie door huidcontact volgens ISO 10993-10
Virussenpenetratie	Voldoet aan ISO 16604 bij gebruik van PhiX174
Sterilisatie	Niet van toepassing
CE-markering	Persoonlijke beschermingsmiddelen: categorie III Medisch hulpmiddel: Klasse I
Overeenstemming met de productnormen	EN 455 onderdelen 1, 2, 3, 4 EN 420 EN ISO 374 part 1 EN 374 part 2 EN 16523 part 1 EN 374 part 4 EN ISO 374 part 5
Productienormen	
Registrerende instantie	British Standards Institution (0086): PBM

PICTOGRAMMEN



The information contained in this document is tentative and might be subject to changes

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu