

MICRO-TOUCH[®] DENTA-GLOVE[®] Blue Nitrile

DENTA-GLOVE[®] - serie

Poedervrije onderzoekshandschoen in nitril, met ergonomisch ontwerp voor extra comfort

Deze niet-steriele onderzoekshandschoen in nitril biedt de ultieme pasvorm en comfort. Dankzij de ERGOFORM-ontwerptechnologie helpt deze handschoen de spierinspanning te verminderen, die gewrichten, ligamenten en pezen kan belasten. Duurzaam genoeg om ze wat ruwer aan te kunnen trekken, maar met goede vingergevoeligheid en greep voor fijne, nauwkeurige operaties.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Innovatieve filmttechnologie voor comfort en pasvorm
- Robuust en sterk om scheuren en winkelhaken te voorkomen bij het aantrekken, terwijl de polymeercoating binnenin aantrekken vergemakkelijkt
- Vingers met reliëfoppervlak voor vaste greep op instrumenten in natte en droge omstandigheden
- Getest: veilig voor oraal onderzoek, de handschoen is veilig voor contact met de patiënt

Aanbevolen voor

- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Oraal onderzoek
- Standaard onderzoeksprocedures met een matig risico

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] DENTA-GLOVE[®] Blue Nitrile

D E N T A - G L O V E[®] - s e r i e

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Kleur	Blauw
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf	Vrij van gaatjes	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,08 / 3,1	Dikte aan de vingers	0,11 / 4,3
Allergiepreventie	Latex (type I)	Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee	Steriel	Nee
Antistatisch	Niet-getest		

BESTELINFORMATIE

Maat	XS	S	M	L	XL
Ansell Productcode	3130050XS	31300500S	31300500M	31300500L	3130050XL

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485

sensibilisatoren

Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)

Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking.

© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.