

Betaalbare, duurzame bescherming voor de steriele omgeving

- Biedt meer bescherming tegen een ruime waaier aan chemicaliën dan enige andere nitrilhandschoenen voor eenmalig gebruik.
- Deze handschoenen in nitril bieden drie keer meer performatieweerstand dan standaardhandschoenen in latex.
- Verzekert de drager van een hoger comfortniveau en een betere bescherming van de voorarm (langere manchet).
- Omdat deze handschoenen vrij is van proteïnes van natuurrubberlatex, kan ze gerust gedragen worden door personen die overgevoelig zijn aan latex (Type I).
- 93-700: elke handschoen wordt na de productie gereinigd, per paar verpakt en gesteriliseerd.
- Voldoet aan klasse 100 (ISO 5)/graad A voor de cleanroomomgeving
- door Ansell ontwikkelde nitril biedt superieure bescherming tegen chemische spatten
- Betaalbaar zonder in te boeten op comfort
- Robuust nitril zorgt voor meer mechanische bescherming
- Siliconenvrij voor extra productbescherming



Sectoren

- Productie binnen de biotechnologie

Aanbevolen voor

- Vloeistoffen overbrengen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	93-700
Materiaal	Nitril
Kleur	Groen
Vorm	Tweehandig
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2008
Naleven van regelgeving	ASTM D6978, Categorie III, EAC TP TC 019:2011, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, Type levensmiddel: Rubber, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	1 pair / poly portemonnee afgesloten in een plastic omhulsel 10 paar / polyester zak buitenste 5 afgedichte buitenste polybags / master polyester zak 4 afgedicht polyester masterzakken / gevoerd karton / case 200 paren / carton (case)
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Thailand
Beschikbare maten	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO 5/Graad A
Houdbaarheidsstermijn	3 Years
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> • Zink-mercaptopbenzothiazol (ZMBT) • Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300 / 12		EN 420/ASTM D3767
Vrij van gaatjes	1.5 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes ≥0,5µm (telling/cm ²)	≤ 1,500 particles / cm ²		IENT-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.14 / 5.5		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.16 / 6.3		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.08 / 3.1		EN 420/ASTM D3767
	Voor veroudering	Tijdens veroudering	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412-06a
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 9	≥ 9	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

	MAAT	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
93-700	NABESTELNR.	93700070	93700080	93700090	93700100

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.