

Neopreen handschoen zonder chemische versnellers voor geavanceerde allergiebescherming en gemoedsrust in de steriele omgeving

- De DermaShield™-handschoen is gemaakt van polychloropreen. Technisch is het de meest geavanceerde steriele handschoen die momenteel op de markt is.
- Omdat de handschoen geen latexproteïnes en -versnellers bevat, worden allergieën van Type I en Type IV, die typisch zijn voor natuurrubber, tot een minimum beperkt.
- DermaShield™ biedt niet alleen evenveel comfort en soepelheid als handschoenen in natuurrubber, voor een even voordelige prijs, maar garandeert door haar neopreensamenstelling ook een hogere chemische weerstand. De nieuwe gerolde boord voorkomt dat de handschoen naar beneden rolt en biedt extra bescherming. DermaShield™: voor een optimale bescherming van product en werknemer.
- De DermaShield™ 73-711 is steriel.
- Steriele handschoen geschikt voor de aseptische omgeving en cleanrooms klasse 100 (ISO 5)/graad A
- Neopreenformule zonder latexproteïnes en accelerators die huidirritatie en type I- en type IV-allergische reacties kunnen veroorzaken
- Handschoen met gerold boord voor een betere pasvorm tot over de arm
- Uitstekende weerstand tegen perforaties en duurzaamheid
- Superieure bescherming tegen chemische spatten



Sectoren

- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
- Productie en productie

Aanbevolen voor

- Vloeistoffen overbrengen
- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Monsters nemen en verwerken



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	73-711
Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Kleur	Groen
Vorm	Anatomisch met gebogen vingers
Manchet	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Naleven van regelgeving	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 9001
Verpakking	1 paar per polyester binnenzak; 10 polyester binnenverpakkingen per polyester binnenzak; 5 polyester buitenzakken per zak; 4 paar per masterzak; 1 masterzak van 200 paar per karton/doos
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Sri Lanka
Beschikbare maten	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingertoppen met reliëf
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO 5/Graad A
Houdbaarheidstermijn	3 Years
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Geen

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300 / 12		EN 420/ASTM D3767
Vrij van gaatjes	0.65 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm ²)	< 3500		IEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.15 - 0.21 / 5.90 - 8.27		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.16 - 0.22 / 6.23 - 8.66		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.12 - 0.17 / 4.72 - 6.69		EN 420/ASTM D3767
	Voor veroudering	Tijdens veroudering	
Maximale treksterkte (MPa)	17	12	ASTM D412-06a
Treksterkte bij breuk (N)	9	9	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

	MAAT	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
73-711	NABESTELNR.	73711060	73711065	73711070	73711075	73711080	73711085	73711090

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Technologie

SUREFIT™

Cuff Roll-down Technology

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.