


Extra lange manchet voor superieure bescherming van drager en product

- Manchet tot aan de elleboog (395 mm/15,6 inches) voor extra beveiliging tegen contaminatie
- Het zachte, duurzame nitril biedt uitstekende bescherming tegen chemische spatten met een comfortabel gevoel
- Door het unieke ontwerp kan het manchet niet naar beneden rollen
- Handpalm en vingers met reliëf voor betrouwbaar en stevig grip
- Verpakt in polyester zakken voor extra productbescherming



Sectoren

- Gezondheidszorg

Aanbevolen voor

- Centrale aanvoer
- Steriele verwerkingsafdeling
- Reactie op biologisch gevaar
- Laboratoriumanalyse
- Het risico op kruisbesmetting voorkomen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	93243
Materiaal	Nitril
Kleur	Blauw
Handschoenontwerp	Gechloreerd, Poedervrij, Volledig met reliëf
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2008
Naleven van regelgeving	Decreet van 9-4-2004, Categorie III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 11137-1:2006, ISO 13485, ISO 9001
Verpakking	100 handschoenen per polyester zak; 10 polyester zakken per karton; 1.000 handschoenen per karton
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Gebruikersbehoeften	Hoog risico
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Antistatisch	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamaat (ZDBC) Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	395 / 15.6		EN 455-2, ASTM D6319
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.13 / 5.1		EN 455-2, ASTM D6319
Vingerdikte (mm/mils)	0.17 / 6.7		EN 455-2, ASTM D6319
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 17	≥ 14	ASTM D412
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93243060	93243070	93243080	93243090	93243100	93243110

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.