

Comfort en uitstekende gevoeligheid bij de vingertoppen voor de steriele omgeving

- De AccuTech® handschoenen van Ansell vormen een optimale oplossing voor gecontroleerde resp. steriele ruimten.
- De handschoenen zijn vervaardigd met een speciale samenstelling van natuurrubber die een hoge mate van comfort en gevoeligheid biedt en precieze manipulaties mogelijk maakt.
- Dank zij hun lage allergeengehalte wordt voor de drager het risico van latexallergieën tot een minimum beperkt.
- Door hun uitstekende technische eigenschappen zijn deze handschoenen geschikt voor een ruime waaier toepassingen en uiteenlopende gebruiksomgevingen.
- Dikke latex handschoen gemaakt voor comfort en beweeglijkheid
- Voldoet aan cleanrooms klasse 100 (ISO 5)/graad A
- Laag proteïnegehalte reduceert het risico op allergie



Sectoren

- Productie binnen de biotechnologie
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Farmaceutische productie
- Gecontroleerde en kritieke omgevingen

Aanbevolen voor

- Aseptisch afvullen en etiketteren
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Monsters nemen en verwerken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	91-225
Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Kleur	Naturel
Vorm	Anatomisch met rechte vingers
Manchet	Recht
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Naleven van regelgeving	21 CFR § 820 Kwaliteitssysteemvoorschriften, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Raadpleeg de gebruiksaanwijzing, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	1 paar per binnenste poly verpakking; 10 binnenste poly verpakkingen per binnenste polyester zak; 5 buitenste polyester zakken per zak; 4 zakjes per meester zak; 1 master zakje 200 paren per doos / case
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Beschikbare maten	6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO 5/Graad A
Houdbaarheidsstermijn	5 years
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee
Eiwitgehalte	50 µg/g of minder totaal extraheerbare proteïnen
Antistatisch	Niet-getest
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300 / 11.8		EN 420/ASTM D3767
Vrij van gaatjes	1.0 AQL		EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm ²)	< 3500		IEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.23 / 9.1		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.23 / 9.1		EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.25 / 9.8		EN 420/ASTM D3767
	Voor veroudering	Tijdens veroudering	
Maximale treksterkte (MPa)	24	18	ASTM D412-06a
Treksterkte bij breuk (N)	9	9	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

	MAAT	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
91-225	NABESTELNR.	91225060	91225065	91225070	91225075	91225080	91225085	91225090

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Regio Europa, Midden-Oosten en Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Aziatisch-Pacifische Regio

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Regio Noord-America

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latijns-America en de Caribische Regio

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133



Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.