



## MICRO-TOUCH® DENTA-GLOVE® GREEN NEOPRENE

### ALLES WAT U NODIG HEEFT IN ÉÉN UITZONDERLIJKE HANDSCHOEN

Een gewaagde uitspraak waar u op kunt rekenen! We hebben de MICROTOUCH® DENTA-GLOVE® Green Neoprene ontwikkeld voor een ultieme pasvorm, comfort, vingergevoeligheid, rekbaarheid en grip. Stap over van uw huidige latex of nitril en ga voor de beste prestaties zonder de beperkingen van deze materialen. Met onze ERGOFORM™ ergonomische designttechnologie helpt deze handschoen spierinspanning te verminderen zodat gewrichten, ligamenten en pezen minder worden belast. Stap over - je handen zullen er blij mee zijn!

#### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Unieke samenstelling voor extra gevoeligheid, soepelheid en comfort.
- Sterk en duurzaam om scheuren tijdens het aantrekken en lang durende procedures te voorkomen.
- Weinig tot geen geur
- ERGOFORM™ ergonomische designttechnologie vermindert vermoeidheid van de hand tijdens lang durende operaties

#### AANBEVOLEN VOOR

- Meer grip in een natte omgeving
- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Standaard onderzoeksprocedures met matig risico
- Extra comfort tijdens lang durende, ononderbroken operaties
- Bescherming tegen type I-latexallergie
- Oraal onderzoek

#### PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Neopreen
Kleur	Groen
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Reliëf op de vingertoppen
Binnenoppervlak	Glad

#### MAAT / PRODUCTCODE

<b>X-Small</b>	3130060XS	<b>Small</b>	31300600S
<b>Medium</b>	31300600M	<b>Large</b>	31300600L
<b>X-Large</b>	3130060XL		

MICROTOUCH® premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansel's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens lang durende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICROTOUCH® kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in neopreen

MD Klasse I & PBM Cat. III  
Registrerende instantie: Centexbel (0493): PBM

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)